

GC Fuji PLUS CAPSULE

RADIOPAK, MŰGYANTAVAL MEGERŐSÍTETT UVEGIONOMER
RAGASZTOCEMENT KAPSZULABAN

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a
megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET

1. Fém inlay-k és onlay-k, valamint fémvázaskoronák és hidak rögzítése
2. Műgyanta inlay-k, onlay-k, koronák és hidak rögzítése
3. Teljes kerámia inlay-k rögzítése
4. Magas erősségű (cirkoniumvázaskoronák és hidak rögzítése
5. Fém, kerámia és uvegszálcsapok rögzítése

ELLENJAVALLATOK

1. Pulpasapkázás.
2. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonló
tapasztalatot tapasztal, függesse fel a termék használatát, és paciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNALATI ÚTMUTATÓ

1. A FOG ELŐKÉSZÍTÉSE

a) Preparálja a fogat a megszokott módon. Pulpasapkázáshoz alkalmazzon
kalcium-hidroxidot.

b) Az előkészített fogat horzskóval és vízzel tisztítsa meg.

Megjegyzés: A preparált fogat 20 másodpercig kezelje
GC Fuji PLUS kondicionálóval, így optimális kötést érhet el.

c) Alaposan öblítse le vízzel, majd egy vattagombóccal vagy enyhe olajmentes légárammal
szárítsa le a felületet. **NE SZARITSA TELJESEN SZARAZRA.** Legjobb,
ha a preparált felület nedvesnek tűnik (csillog).

2. A HELYREÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Győződjön meg róla, hogy a helyreállítást a gyártó utasításainak megfelelően kezelték és
készítettek elő.

3. A KAPSZULA AKTIVALASA ES KEVERESE

a) Az aktiválás előtt rázza meg a kapszulát vagy ütögesse az oldalát kemény felszínhez,
ezzel fellazítva a port (1. ábra).

b) A kapszula aktiválásához nyomja be a dugattyút a kapszulatestbe (2. ábra).

c) Azonnal helyezze a kapszulát a GC CAPSULE APPLIER adagolópisztolyba és húzza meg
a kart egyszer (3. ábra). A kapszulát most már aktiválta.

Megjegyzés: A kapszulát csak közvetlenül az alkalmazása előtt szabad aktiválni és
azonnal fel kell használni.

d) A kapszulát azonnal vegye ki az adagolóból és helyezze a kapszularázó gépbe (vagy
amalgamatorba) és rázza 10 másodpercig (+/- 4000 RPM) (4. ábra).

Megjegyzés: Amennyiben rotációs kapszularázó gépet használ, ne használja a centrifuga
opciót.

4. KIADAGOLÁS

- a) A megkevert kapszulát azonnal vegye ki a rázógépből és helyezze a GC CAPSULE APPLIER adagolópisztolyba.
- b) Az első két nyomással élesítse a kapszulát (5. ábra). Az adagolócsőr irányba igazításához tartsa maga fele az adagolópisztolyt és forgassa el benne a kapszulatestet.
- c) Nyomja az anyagot közvetlenül a helyreállításba (6. ábra).
- d) A kapszula eltávolításához nyomja meg az adagolópisztoly kioldógombját és eltekerve emelje ki a kapszulát.

5. ROZITES

a) Megfelelő vastagságban vigye fel a cementet a helyreállítás belső felületére, és azonnal illessze a helyére. A munkaidő a keverés kezdetétől számítva 2 perc 23°C-os (73,4°F) hőmérséklet esetén. A magasabb hőmérséklet csökkenti a munkaidőt.

Megjegyzés: Hosszabb munkaidőt igénylő, összetettebb ragasztási folyamat esetén ajánlott a kapszulákat eredeti alumíniumfóliás csomagolásukban hűtőszekrényben lehűteni.

b) A beillesztésnél folyamatos enyhe nyomást gyakoroljon.

c) A felesleges cement eltávolítását akkor kezdje meg, amikor az anyag gumyszerű állapotot ért el (7. ábra).

d) A finirozást a helyreállítás beillesztése után 4 perc 15 másodperc elteltével kezdheti el.

TAROLAS

Eredeti alumíniumfóliás csomagolásában, sötét és hűvös (4-25°C) (39,2-77,0°F) helyen tarolja. (Eltarthatóság: gyártástól számított 2 év)

SZINARNYALATOK

Sárga

A3 (Vita szín)

A Vita a németországi Bad Sackingen-beli Vita Zahnfabrik bejegyzett védjegye.

KISZERELES

50 kapszula.

A kapszulák átlagos tartalma: 0,36g por, 0,18g (0,16mL) folyadék.

A megkevert kapszula minimális töltőterfogata: 0,19mL.

Opcionális: GC CAPSULE APPLIER (1 db)

FIGYELMEZTETES

1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal távolítsa el alkoholba mártott szivacs- vagy vattadarabbal. Bő vízzel öblítse le. Az érintkezés elkerülése érdekében kofferdam vagy kakaóvaj használata ajánlott a beavatkozás területének a szájnyálkahártyától vagy bőrtől történő izolálására.

2. Amennyiben az anyag szembe kerülne, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.

3. A GC Fuji PLUS CONDITIONER 2% vas-kloridot tartalmaz. Használata nem javasolt Epinephrine tartalmú anyagok alkalmazásakor, melyek reakcióba lépnek a vassal és elszínezhetik a nyálkahártyát.

4. Ne használja a GC Fuji PLUS kapszulát eugenol tartalmú anyagokkal együtt, mert az eugenol gátolhatja a GC Fuji PLUS megfelelő kötését vagy megszilárdulását.

5. Az anyag töméskészítésre vagy csonkfelépítésre nem alkalmazható.

Utoljára módosítva : 04/2008