

## H

### Clip / Clip F

#### Használati utasítás

A Clip fényre kötő ideiglenes tömőanyag.

A rugalmas konzisztencia biztosítja könnyű eltávolítást, tesz lehetővé Az üreg nem szükséges. Így a felszerelése az ideiglenes tömés javulni fog.

Clip kapható fecskendők és Caps közvetlen alkalmazási az üregbe.

Clip F tartalmaz fluoridot és folyamatos kiadások fluorid ionokat.

Indikációk:

Minden típusú ideiglenes tömések, az ideiglenes védelem az inlay és onlay technika.

Alkalmazás:

Előkészítése, bélés és benyomást kell végrehajtani ki, mint máskor. Öblítse le és szárítsa meg az üreget.

Clip fecskendőben:

Alkalmazza Clip az üregbe, egy megfelelő eszköz (kerek kondenzátor, spatula, stb.)

Clip Caps:

Helyezze be a Caps megnyitóján adagoló (follow a használati utasítást). Kapcsolja be a Caps kívánt irányba és vegye le a védőkupakot.

Jelentkezzen Clip közvetlenül az üregbe, és valamivel egyenletesen nyomja a karokat az adagoló együtt.

További kezelés:

Contour enyhe többlet. Használható az inlay és onlay technika, tartsa a kapcsolatot közelítő pontok mentes gyanta fogselymet vagy egy mátrix előtt gyógyítására fenntartásához fogat mobilitást.

Gyógyítja 20 - 40 mp (attól függően, rétegvastagság) a hagyományos polimerizációs készülékkel. A kibocsátott fényt kell egy minimum 500 mW/cm<sup>2</sup> a halogén polimerizációs készülékek és 300 mW/cm<sup>2</sup> a LED eszközök. Mint általában, 5 mm mély réteg megfelelően érleltek 40 s. Fokozott expozíciós idő van szükség, ha a fényforrás nem hozható elég közel van az anyag. Ellenőrizze elzáródást.

A felesleges lehet távolítani egy szikével. Szilikon

pontok alkalmasak csiszolására.

Eltávolítása az ideiglenes tömés:

Tegyen be egy merev eszköz az ideiglenes tömést és bontani.

Tanácsadás és óvintézkedések:

Tapadás fogászati gyantával vagy burkolatok (pl. fényre kötő anyagok) fordulhat elő. Az ilyen esetekben alkalmazandó megfelelő hőszigetelő anyag (pl. glicerin, vazelin). Kerülje használata A bélés tartalmazó anyagok eugenol, mivel ezek gátolhatja a beállítást a klip.

Abban az esetben több mint két hét tartózkodás a szájban, és az okklúziós vagy a marginális területek, vasalás kompozit ajánlott. Vigyen fel egy kis mennyiséget

A kompozit anyagból rá a megfelelő területek és polimerizálhat után karcsúsító együtt Klip.

Az enyhe növekedése Clip biztosítja a légmentes zárást az ideiglenes helyreállítás. Kezelése során a szomszédos fogak egyidejű, távolítsa el a felesleges anyagot approximális területeken előtt polimerizációs fenntartása fog a mobilitás és a kapcsolattartó pontok.

Clip tartalmaz hydroxyethylmethacrylate, BHT, akrilát észter és polimerek.

Clip F tartalmaz diurethane dimetakrilát, BHT, polimerek és fluoridot tartalmaz.

Allergia összetevők lehetséges. Kerüljük a unpolymerized pépet a nyálkahártyák túlérzékenységi reakció elkerülése érdekében.

Ne használja a lejáratú idő után.

Tárolás:

Közötti hőmérsékleten tárolandó 4 ° C - 23 ° C.

Hűtés javasolt, ha az anyag nem kerül felhasználásra rendszeresen.

Előadások:

Csipesz

Fecskendő 2 x 4 g cikk. No. 1284

Hármasával, fecskendők 3 x 4 g cikk. No. 1285

Caps 25 x 0,25 g Cikksz. No. 1287

Caps adagoló Art. No. 9301

Clip F, fluorid,

Fecskendő 2 x 4 g cikk. No. 1289

Hármasával, fecskendők 3 x 4 g cikk. No. 1283

A készítmények kifejlesztése a fogászatban használt.

Ami alkalmazása által szállított termékek velünk van szó, a verbális és / vagy írásbeli információ kapott a legjobb tudásunk és kötelezettség nélkül. A tájékoztató és / vagy tanácsot nem mentesíti Önt vizsgáló szállított anyagok

általunk való alkalmasságát a tervezett célokra alkalmazás. Mivel a készítmény alkalmazását, túl van rajtunk, a felhasználó teljes mértékben felelős az alkalmazást. Természetesen, mi garantálja a minőséget A felkészülésünk megfelelően a meglévő szabványok és megfelelő feltételek meghatározott általános eladási feltételeink az értékesítés és a szállítás.