

Meron

Használati utasítás EN ISO 9917 szerint

A **Meron** üvegeionomer cement (üveg polialkenoát cement) végleges ragasztásra.

A **Meron-t** kis mértékű oldékonyság a szájbán és enyhén savas vegyhatás jellemzi.

Alkalmazási területek:

Koronák, hidak, inlay-k, onlay-k, csapok, fémbetétek és fogszabályozó készülékek rögzítése.

Használat módja:

Tisztítsa meg a zománc, dentin és fém felületeket, alaposan és teljesen szárítsa meg. Győződjön meg róla, hogy nincsenek más anyagmaradványok, amelyek ronthatják a Meron tulajdonságait. Ideiglenes fogműveket eugenol-mentes cementtel rögzítsen.

A ragasztás előtt tisztítsa meg a csonkot, öblítse (pl. H₂O₂) és szárítsa meg.

A **Meron** első használatakor távolítsa el a szállítási kupakot a palackról, és illessze fel a mellékelt pipettás kupakot.

Rázza fel a port alaposan használat előtt!

A feldolgozási hőmérsékletnek 15 ° C - 23 ° C között kell lennie.

Adjon egy csepp folyadékot egy mérőkanál

porhoz (por / folyadék arány = 3,0: 1 g / g).

Tegye a port és a folyadékot egy megfelelő üveglapra, vagy egy megfelelő keverőpadra.

A folyadék adagolásakor tartsa a csepegtető üveget függőlegesen.

Javasoljuk, hogy ossza a port 3 adagra és keverje részletekben a folyadékhoz, használjon szilárd műanyag spatulát vagy más kopásálló spatulát.

Keverési idő	feldolgozási idő	kötési idő / 37 °C-on/
30 másodperc	3 perc.	5 - 7 perc.

Alkalmazás:

A **Meron** feldolgozási ideje kb. 3 perc és 5-7 perc után köt meg (3 - 5 percig a szájbán). Magasabb hőmérséklet csökkentheti a feldolgozási időt, az alacsony hőmérséklet pedig meghosszabbítja azt.

A **Meron** konzisztenciája akkor megfelelő, ha a csonkra kemény szőrű ecsettel applikálható. Alapvető követelmény, hogy az applikálás és a kötési idő alatt kerülni kell a vízzel és nyállal történő érintkezést.

Javallatok és óvintézkedések:

Az anyagfelesleget 10 - 15 perc után lehet eltávolítani leginkább egy szonda segítségével.

Az erősen csiszolt és érzékeny csonkokat deszenzibilizálja az ideiglenes

rögzítés előtt. Lakkmaradványok és egyéb anyagok (Pl. izoláló anyag) befolyásolhatják az adhéziót és ezért el kell távolítani a Meron használata előtt.

Ne applikálja a cementet túl vastagon és tartson meg megfelelően vastag dentint a pulpa irritáció elkerülésének érdekében. Amennyiben szükséges, a pulpa közeli helyeken pulpavédelmet kell alkalmazni vagy csonkfelépítést kell végezni.

Használat után a fém műszereket, a cement megkötése előtt, azonnal mossa el hideg vízben. A fogszabályozási gyűrűk eltávolítása után visszamaradt cement gyorsan és kíméletesen eltávolítható ultrahangos depurátorral.

A **Merón** poliakril savat, fluoroszilikátot, és parabént tartalmaz.

Ne használja a **Merón**-t az ezen összetevőkkel szembeni hyperszenzitivitás esetén.

Tárolás:

Használat után azonnal zárja vissza a port tartalmazó üveget a beszivárgó nedvesség elkerülése érdekében, amely a nyomószilárdság csökkenését eredményezheti.

Tárolja 4 ° C - 23 ° C hőmérsékleten.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak.

Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért.

Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.