

VOCO

A Provicol/Provicol C/Provicol QM

0482 EN 23107/ISO 3107 szerint

Provicol/Provicol C/Provicol QM eugenol-mentes kalcium-hidroxid tartalmú ideiglenes ragasztó cement, mely könnyen alkalmazható, nincs hatással a rezin bázisú tömések és ragasztó anyagok kötésére.

Provicol/Provicol C/Provicol QM kalcium-hidroxidot tartalmaz, hogy a fog vitalitását megőrizzük.

Az alkalmazás területei:

Provicol/Provicol C/Provicol QM ideiglenes cementként is használható kis felszínű kavitások esetén

A felhasználás módja:

Provicol QM (QuickMix fecskendőben)

Vegyük le a védőkupakot a QuickMix fecskendőről 90°-kal elforgatva az óra mutató járásával ellenkező irányban. Helyezzük fel és rögzítsük a 10-es típusú keverőcsőrt, 90 °-kal elforgatva az óramutató járásával megegyező irányban. Az anyag automatikusan megkeveredik a keverőcsőben. Minden QM fecskendő szétszerelhető dugattyúval van ellátva..A dugattyút egyszerűen kihúzzuk a QM fecskendőből és visszahelyezhető anélkül, hogy az anyag kifolyna. A dugattyú a fecskendőtartályaiban úgy kerül a helyére, hogy megakadályozza az anyagok keveredését.

Provicol C (az anyag patronos kiszerezése)

Helyezzük a **Provicol C** patronát a kompatibilis adagoló pisztolyba a megfelelő dugattyúval. Technikai okokból előfordulhat, hogy a töltési szint nem mindegyik patronban egyforma. Ebben az esetben vegyük le a védőkupakot, és óvatosan nyomjuk meg a dugattyút, amíg az anyag egyformán folyik a két patronból. Majd helyezzük fel a keverőcsőrt, 90°-kal elforgatva az óramutató járásával megegyező irányban rögzítsük. A dugattyút nyomva az anyag adagolása és keveredése megfelelő arányban történik a keverőcsőben. Használat után ne vegyük le a keverőcsőrt a patronról. Az új keverőcsőrt csak akkor helyezzük fel, ha ismét használjuk. Amikor cseréljük a keverőcsőrt, ellenőrizzük le, hogy az anyag szabadon tud kifolyni.

Provicol (tubusban)

A **Provicol** anyagot szobahőmérsékleten kb.18°C - 23°C között kell felhasználni. Alacsonyabb hőmérsékleten (pl.: hűtött üveglapon megkeverve) a feldolgozási idő meghosszabbítható A **Provicol** katalizátort és bázis pasztát 1:1 arányban kell megkeverni. Ilyen arány eléréséhez a keverőlapra egyforma hosszúságú pasztát kell kinyomni a bázis és katalizátor pasztákból egyaránt. A keverőlap erős, nem abszorbeáló anyagból legyen, vagy üveglapot használjunk. A keverés a két pasztából mintegy 20 másodpercig tartson, hogy elérjük az anyag homogén konzisztenciáját. Használjunk műanyag vagy rozsdamentes acélból készült spatulát. Annak érdekében, hogy lágyabb anyagot kapjunk és hosszabb ideig feldolgozható, legyen a **Provicol**, használjunk egy kevés vazelint. A keményebb és gyorsabban megkötő anyag létrehozásához adjunk hozzá zink-oxidot (ideiglenes sealer).

Applikáció:

Alkalmazzuk a **Provicol/ Provicol C/Provicol QM**-et vékony rétegben az ideiglenes korona, vagy híd belsejében és rögzítsük a preparált fogon. **Provicol** feldolgozási ideje kb. 1" - 2 perc.

Provicol C/Provicol QM esetén kb. 1 perc. Minden anyag esetén a szájbán 4 - 6 perc a kötési idő. Helyezzük az ideiglenest a szájba. A felesleg eltávolítható 3 - 5 percután.

Elővigyázatossági intézkedések:

Abban az esetben, ha nyitott pulpával, vagy vékony dentin réteggel találkozunk pulpavédelem javasolt.

Provicol/Provicol C/Provicol QM tartalmaz zink-oxidot, magnéziumoxidot, kalcium-hidroxidot, zsírsavakat, módosított rezint és növényi olajokat. Bármelyik anyaggal szembeni allergia esetén mérlegeljük az alkalmazás kockázatát. A fog érzékenységeinek csökkentésére az ideiglenes ragasztás előtt alkalmazzunk érzékenység csökkentő előkészítést. Teljes egészében távolítsuk el ezt a végleges ragasztás előtt (ne használjunk eugenol tartalmú anyagokat!). Kiterjedt felszínek és több felszínű kavitások esetén, ha hosszabbidőre tervezzük a fedést ajánlatos a kezelést keményebb cementtel befejezni.

Kiegészítő intézkedések:

Ha tubusos Provicolt használunk ajánlatos a pótlások belsejét benedvesíteni, kis vízzel. A nedvesség (ha belül nedves) hozzájárul az ideiglenes cement eltávolításának megkönnyítéséhez.

A **Provicol/ Provicol C/Provicol QM** maradványok jól eltávolíthatók a koronából, ha rövid ideig hideg vízsprayt alkalmazunk.

Tároljuk a **Provicol-t/ProvicolC/Provicol QM-t** 4°C - 23°C közötti hőmérsékleten:

A **Provicol/Provicol C/ProvicolQM** megfelel: EN 23107 és ISO 3107. Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Önalkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.