

定义:

GuttaFlow® bioseal 是一种常温流动牙胶根管充填系统，该系统将根管封闭剂和牙胶合二为一。产品由聚二甲基硅氧烷基质，具有高填充性和经过精磨的牙胶组成。GuttaFlow® bioseal 具有优异的化学、物理性能和生物活性，有利于羟基磷灰石结晶的形成，从而确保了产品的最高密封性和生物相容性。

结构组成:

该产品由该产品由牙胶粉，聚二甲基硅氧烷，铂催化剂，氧化锆，微粒银（防腐剂），着色剂，生物活性玻璃陶瓷组成。

适应范围: 该产品用于牙齿根管的永久充填。

- 拔髓后
- 处置牙髓坏疽和临时性填料后

特点:

GuttaFlow® bioseal

- 将根管封闭剂和牙胶合二为一
- 高密封性
- 由两组份构成，在涂药器的混合头内自动以1:1的比例无泡混合
- 混合后圆形的细小牙胶粉颗粒均匀分布
- 与基质（封闭剂）一起流入侧支根管和牙本质小管内
- 不含丁香酚
- 良好的X射线造影性不收缩，而会略微扩张
- 出色的生物相容性
- 含有生物活性玻璃陶瓷细粒。
- 在表面形成羟基磷灰石结晶，或诱导羟基磷灰石结晶的形成。
- 对牙本质有良好的附着力。

GuttaFlow® bioseal

- 工作时间: 5分钟（温度增高时间缩短）
- 凝固时间: 12-16分钟

使用方法

标准预备和临时封闭（如有必要）之后，将 GuttaFlow® bioseal 根管充填材料和牙胶尖一并充填进入根管中。

注意: 根管预备之后，使用大量蒸馏水液彻底冲洗，将冲洗液的残留（例如：次氯酸钠、双氧水等）和临时填充材料冲洗干净。任何残留物均会影响 GuttaFlow® bioseal 的凝固。

注意事项:

- GuttaFlow® bioseal 不受温度和湿度的影响达到完全固化，其基质填料的颗粒直径微小（<0.9微米），能够进入细小的牙本质小管。
- 加热的器械可能导致GuttaFlow® bioseal 固化。此处务必注意，固化的GuttaFlow® bioseal 在凝结过程中不要远离根管壁。该材料没有体积收缩，相反，有轻微的体积膨胀，固化后也有一定弹性。为保证牙冠的封闭，在固化之前应使用棉球或车针去除多余的牙胶。
- 在根管封闭过程中，不建议在使用了GuttaFlow® bioseal 和主牙胶尖之后再使用其它的产品（如封闭剂），因为可能出现不相容。

在使用涂药器之前，取下涂药器的褐色盖子，替换为弹性混合头。在活塞上施加轻力，材料流动并以1:1的比例均匀混合，而且混合头内不会产生气泡。封闭剂从混合头挤出是具有紫色调、弹性混合头为一次性使用部件，使用后应丢弃。

将GuttaFlow® bioseal 挤在混合板上，并使用主牙胶尖、最后使用的根尖锉或螺旋形输送器将其放入根管内。使用螺旋输送器时，GuttaFlow® bioseal 可在根尖放置或立体放置。使用螺旋形输送器时需要格外小心，因为可能填充过量，超出根尖以外。对于卵形根管，在使用GuttaFlow® bioseal 完全填充根管后，可能还需要放入额外的牙胶尖。但是，使用设备压缩材料是不必要的。

取下混合头之后、安装褐色盖子之前，涂药器的开口应使用纸巾小心擦净，以避免两个组分的污染。最重要的是，两个组分不得互相接触。涂药器在使用后必须始终用褐色盖子封闭。

防腐

内含的微粒银在根管内也有防腐的效果。银的化学类型和浓度在GuttaFlow® bioseal 中不会导致腐蚀或变色。

清除根管填充（见操作步骤说明“根桩预备的清除技术”）:

清除根管填充或预备安装桩时，应使用圆车针或Gates Glidden沿根管壁清除填充材料和多余材料。氯仿或加热的设备不会溶解GuttaFlow® bioseal 本身，而是溶解填充牙胶。

清洁设备:

在使用后和消毒前使用干布擦净器械。

禁忌症

GuttaFlow® bioseal 不得用于乳牙。不得用于对银超敏的患者。

副作用

无已知的副作用。

储存和处理

- 防止紫外线照射
- 储存在18° C-24° C温度下
- 不要过期使用本医疗器械
- 开封后，材料的使用时间不超过三个月。
- 开封后，材料的储存应防潮—建议仍然储存于铝袋中。

警告

本医疗器械必须远离儿童存放。

发布日期

2015年12月

GuttaFlow® bioseal 具有优异的化学和物理性能，有利于羟基磷灰石结晶的形成，从而确保了产品的最高密封性和生物相容性。

售后服务单位:

售后服务单位: 康特威尔登特齿科贸易（北京）有限公司

售后服务地址: 北京市海淀区温泉镇山路口路3号院1号楼1007室

售后服务电话: 010-62123251售后服务传真: 010-62123252

Definicija

GuttaFlow® bioseal je hladan tekući sustav za punjenje korijenskih kanala, koji u jednom proizvodu kombinira materijal za brtvljenje i gutaperku. Sastoji se od polidimetilsiloksanskog matriksa gusto ispunjenog vrlo sitno smrvljenom gutaperkom. GuttaFlow® bioseal ima izuzetna kemijska, fizikalna i bioaktivna svojstva u pogledu stvaranja hidroksiapatitnih kristala, koji nude maksimalnu kvalitetu brtvljenja i biokompatibilnost.

Sastojci:

Gutaperka u obliku praška, polidimetilsiloksan, platinski katalizator, cirkonijev dioksid, srebro (konzervans), boja, bioaktivna staklokeramika.

Područja primjene:

trajno punjenje korijenskih kanala

- nakon vitalne ekstirpacije pulpe
- nakon liječenja gangrene pulpe i privremenih ispuna

Svojstva:

GuttaFlow® bioseal

- kombinira svojstva materijala za brtvljenje i gutaperke
- nudi maksimalna svojstva brtvljenja
- sastoji se od dvije komponente koje se automatski i bez mjehurića zraka miješaju u omjeru 1:1 u aplikatorskom nastavku za miješanje
- sadrži gutaperku u obliku sitno smrvljenog praška, koji se homogeno raspoređi nakon miješanja
- zajedno s matriksom (materijalom za brtvljenje) ulazi u lateralne kanale i dentinske tubule
- ne sadrži eugenol
- radiokontrastan
- ne skuplja se, neznatno se širi
- vrlo biokompatibilan
- sadrži sitne čestice bioaktivne staklokeramike
- stvaranje hidroksiapatitnih kristala na površini ili potiče nastanak hidroksiapatitnih kristala
- dobro prijanjanje na dentin

GuttaFlow® bioseal

- vrijeme rada: 5 minuta (toplina smanjuje vrijeme rada)

- vrijeme stvrdnjavanja: 12-16 minuta

Nanošenje:

Nakon standardizirane preparacije i, ako je potrebno, privremenog ispuna, korijenski se kanal puni materijalom GuttaFlow® bioseal zajedno s glavnim gutaperka štapićem. **Oprez: korijenski kanal se mora temeljito isprati sterilnom vodom ili visoko koncentriranim alkoholom te posušiti papirnatim štapićem kako bi se iz kanala potpuno uklonili svi ostaci otopina za ispiranje (NaOCl, H₂O₂, itd.) i materijala za privremeni ispun. Svaki preostali ostatak može spriječiti polimerizaciju materijala GuttaFlow® bioseal.**

Važne napomene:

- GuttaFlow® bioseal uvijek se potpuno polimerizira bez obzira na vlažnost ili temperaturu. Materijal prodire u najmanje dentinske tubule zahvaljujući maloj veličini čestica matriksa za ispun GuttaFlow® bioseal.
- Toplina može trenutno polimerizirati GuttaFlow® bioseal stavljen u kanal. Stoga je potrebno paziti da se polimerizirani GuttaFlow® bioseal ne povuče sa zidova kanala tijekom tople kondenzacije.
- Materijal se ne skuplja, već neznatno širi i zadržava neшто elastičnosti čak i nakon što se polimerizirao. Kako bi se osiguralo gusto kororarno brtvljenje, potrebno je prije polimerizacije ukloniti višak materijala pomoću tampona natopljenog alkoholom i svrdla.
- Tijekom punjenja korijenskog kanala ne preporučujemo upotrebu daljnjih proizvoda (tj. materijala za brtvljenje) kao dodatak materijalu GuttaFlow® bioseal i glavnom gutaperka štapiću zbog moguće nekompatibilnosti.

Prije primjene aplikatora potrebno je skinuti smeđu kapicu aplikatora i zamijeniti je savitljivim nastavkom za miješanje. Nakon laganog potiskivanja klipa dolazi do istjecanja homogenog materijala iz nastavka za miješanje pri čemu je materijal pomiješan u omjeru 1:1 i ne sadrži mjehuriće zraka. Savitljivi nastavci za miješanje služe samo za jednokratnu upotrebu i potrebno ih je baciti nakon upotrebe.

Razmažite GuttaFlow® bioseal na bloku za miješanje i stavite ga u korijenski kanal pomoću glavnog štapića, endodontskog instrumenta koji se posljednji koristio ili pak lentulo-spirale. Pri korištenju lentulo-spirale, GuttaFlow® bioseal može se staviti i apikalno i trodimenzionalno. Potreban je poseban oprez pri korištenju lentulo-spirale zbog potencijalne opasnosti od prepunjenja materijalom izvan apeksa. Za ovalne kanale mogu se umetnuti dodatni gutaperka štapići nakon što su se kanali potpuno ispunili materijalom GuttaFlow® bioseal. Ipak, kondenzacija instrumentima nije potrebna. Nakon uklanjanja nastavka za miješanje, a prije stavljanja smeđe kapice, potrebno je pažljivo rupčićem obrisati otvore aplikatora radi izbjegavanja kontaminacije dviju komponenti. Od iznimne je važnosti da dvije komponente ne dođu u kontakt. Aplikator se nakon upotrebe uvijek mora ponovo zatvoriti smeđom kapicom.

Zaštita:

Sadržana keramika s dodatkom srebra može ujedno imati zaštitni učinak u korijenskom kanalu. Kemijska vrsta i koncentracija srebra ne uzrokuje koroziju niti promjene boje u materijalu GuttaFlow® bioseal.

Uklanjanje ispuna korijenskog kanala (pogledajte korak po korak upute "Tehnika uklanjanja za pripremu korijenskog kolčića"):

Kada se uklanja ispun korijenskog kanala ili vrši priprema za stavljanje kolčića, potrebno je ukloniti ispun i višak materijala pomoću okruglog svrdla ili Gates-Gliddenovog svrdla uz kontakt s kanalnim zidom. Kloroform ili zagrijani instrument neće omekšati sam GuttaFlow® bioseal, već samo gutaperku ispuna.

Čišćenje instrumenata:

Instrumenti se mogu očistiti trljanjem pomoću suhe krpe odmah nakon upotrebe i prije dezinfekcije.

Kontraindikacije:

GuttaFlow® bioseal ne smije se primijeniti na mliječnim zubima. Preosjetljivost na srebro.

Nuspojave:

Nisu poznate.

Skladištenje i rukovanje:

- zaštitite od UV svjetla
- skladištite na 18°C do 24°C
- ne upotrebljavajte ovaj medicinski proizvod nakon isteka roka valjanosti
- Upotrebljavajte ovaj materijal najviše tri mjeseca nakon otvaranja.
- Nakon otvaranja skladištite ga zaštićenog od vlage - najbolje opet u aluminijskoj vrećici.

Upozorenja:

Ovaj medicinski proizvod mora se skladištiti izvan dohvata djece.

Datum izdavanja:

06-2016



Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com
www.coltene.com