

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Adhezív

**Az eredeti
– most jobb,
mint valaha!**



A ragasztó, amelyben megbízhat...

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhezív új minőségi szintet képvisel az univerzális bondok világában. Az eredeti 3M™ Single Bond Universal adhezív összes előnye megtalálható benne, ugyanakkor még könnyebben kezelhető – mert egy jó ragasztónak nem csak erős kötést kell biztosítania.

5 fejlesztés a Single Bond Universalhoz képest


- 🔹 **Első röntgenárnyékot adó univerzális adhezív**
- 🔹 **Lezárja a szuvasodással érintett dentin felületet**
- 🔹 **Erősebb kötés**, kiválóan köt minden fogászati anyaghoz, beleértve az üvegkerámiát is
- 🔹 **Kettős kötés** – extra adalék nélkül. Nem szükséges fotopolimerizáció a kötéshez
- 🔹 **Nem tartalmaz BPA-származékokat, mint pl. a BisGMA**



Plusz a Single Bond Universal népszerű tulajdonságai

Univerzálisan használható

- ✓ Direkt
- ✓ Indirekt
- ✓ Minden savazási technikához



Új lehetőségek a fogászatban




Minimál invazív fogászat

Radioopak adhezív

A meglévő restauráció alatti radiolucencia téves diagnózishoz és invazív túlkezeléshez vezethet. A 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezív az első **röntgensugarat át nem engedő univerzális ragasztó** dentinszerű radioopacitással, amely segít leküzdeni ezt a problémát.

“ Ezekkel a bizonytalan röntgenfelvételekkel mindennap találkozunk; leggyakrabban a szárnyas filmre készült röntgenfelvételek kritikus lépéseként, a II. osztályú gingivális ládaemelésben. ”

– Prof. Dr. Angelo Putignano, Marchei Egyetem, Ancona, Olaszország



Intentional adhesive pooling under Class I restorations – X-rays of extracted human molars, filling material 3MTM Filtek™ One Bulk Fill Restorative – K. Dede et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): 192 IADR, 2020. – a 3M belső adatai, H. Loll et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): No. 757, 2020.


“ A protézis alatt összegyűlő radiolucens ragasztó megduplázza a protézis cseréjének kockázatát. ”

– Dr. John O. Burgess, Alabamai Egyetem, USA

Lezárja a szuvasodással érintett dentin felületet, így segít megőrizni a fog állományát

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezívvel **magabiztosabban végezhet minimál invazív preparációkat**, mivel ugyanolyan erősen kötődik a szuvas dentinhez, mint az egészségeshez.

A kiváló széli záras mellett jól körülhatárolt, hézagmentes hibrid réteget alakít ki, ami lezárja a szuvas dentint. Tudjuk a másodlagos szuvasodás megelőzése terén a jó záras fontos.



Szaktószilárdság szuvasodással érintett és ép dentin felszínén – C. Thalacker, et al., Interaction of an Experimental Universal Adhesive with Caries-Affected Dentin, J Dent Res 99 (Spec Iss A): 191 IADR, 2020



Szuvasodási zónák – Kép tulajdonosa: Prof. Leandro Hilgert és Prof. Soraya Leal, Brazíliai Egyetem (UnB), Brazília

Erős kötést biztosít minden felülethez primer nélkül

Gyakorlatilag nincs posztoperatív érzékenység


99%

a fogorvosok ekkora hányada szerint a 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezív használatakor gyakorlatilag nincs posztoperatív érzékenység*

* Helyszíni felmérés 309 fogorvossal és több mint 20 000 alkalmazással

Erős kötés az üvegkerámiához

A 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezív eléri a hagyományos, különálló szilánok aranystandardját.



Szakítószilárdság üvegkerámián – Prof. Dr. Bart van Meerbeek et al., KU Leuven, Belgium, a 3M számára készített jelentés, 2020.

Grafikon elemzése:

A 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezív jobban teljesített, mint a 3M™ Single Bond Universal adhezív üvegkerámia (IPS e.max® CAD, Ivoclar Vivadent) ragasztásakor. Miután az üvegkerámiát HF-savval maratták, kedvező „azonnali” és „régített” szakítószilárdságot mértek.

3M™ RelyX™ Universal Resin cementtel együtt teljesen összehangolt rendszert alkot

A 3M™ RelyX™ Universal Resin Cementtel együtt egy teljesen összehangolt rendszert alkot, amely kiváló kötési erőt biztosít gyakorlatilag az összes dual kötésű resin cement indikációhoz.



Rendelési információk

Tételszám Termékadatok

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhezív – fiola

- 41293 Bevezető készlet tartalma:** 1 db fiola 5 ml, 50 db eldobható ecset, 3M™ Scotchbond™ Universal sav 3 ml fecskendő, 25 db savazó csőr, Technikai és használati útmutató
- 41294 Utántöltő tartalma:** 1 db fiola 5 ml, Használati útmutató
- 41295 Utántöltő tartalma:** 3 db fiola 5ml, Használati útmutató
- 41263 3M™ Scotchbond™ Universal savazógél** – 2 fecskendő (mindegyik 3 ml), 50 db adagolóhegy

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhezív – egydózisú kiszerezés

- 41297 Bevezető készlet tartalma:** 50 db L-pop, 1 db 3M™ Scotchbond™ Universal sav fecskendő 3 ml, 25 db savazó csőr, Technikai és használati útmutató
- 41298 A csomag tartalma:** 100 db L-Pop, 1 db 3M™ Scotchbond™ Universal sav fecskendő 3 ml, 25 db savazó csőr, Technikai és használati útmutató
- 41299 A csomag tartalma:** 200 db L-Pop, 1 db 3M™ Scotchbond™ Universal sav fecskendő 3 ml, 25 db savazó csőr, Technikai és használati útmutató
- 41304 A csomag tartalma:** 400 db L-Pop, 1 db 3M™ Scotchbond™ Universal sav fecskendő 3 ml, 25 db savazó csőr, Technikai és használati útmutató



Fiola

Áramvonalas fiola, sima felületekkel és szélekkel.



Egydózisú kiszerezés

a higiénikus kezelés érdekében – csökkenti a keresztzennyeződés kockázatát.

3M

3M.com

Fogászati üzletág
3M Hungária Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.
Telefon: (+36-1) 270-7777
E-mail: fogaszat@mmm.com
Web: 3M.hu/dental

A 3M, a Filtek, a RelyX és a Scotchbond a 3M Company vagy a 3M Deutschland GmbH védjegyei.
© 3M 2021. Minden jog fenntartva. OMG205626.

