

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST



CSAVARD
ÉS VÉDVE
VAGY!



MANAGING
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE



A TÚSZÚRÁS OKOZTA SÉRÜLÉS: EGY JELENTŐS KOCKÁZAT

35 millió egészségügyi dolgozó közül az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint évente 3 millióan fertőződnek meg perkután úton vér útján terjedő kórokozóval.



EGÉSZSÉGÜGY

Az egészségügyi dolgozók körében a HBV- és HCV-fertőzések körülbelül 40% -a, a HIV fertőzések 2,5% -a foglalkozás közben éles tárgy általi sérülésnek köszönhető.*



KÖLTSÉG

Tűszúrás okozta sérülés esetén egy egészségügyi szervezet költsége körülbelül 747 USD (199 és 1691 USD között van) **



TÖRVÉNYALKOTÁS

Számos egészségügyi ügynökség vesz részt a törvényalkotásban a tűszúrás okozta sérülések megelőzésének érdekében, amelyek megkövetelik a biztonsági eljárások végrehajtását, a biztonsági eszközök használatát és megtiltják a tűkre a kupak visszahelyezését.

* WHO, The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life, 2002

** Mannocci A, De Carli G, Di Bari V, et al. How Much do Needlestick Injuries Cost? A Systematic Review of the Economic Evaluations of Needlestick and Sharps Injuries Among Healthcare Personnel. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37(6):635-646. doi:10.1017/ice.2016.48

EGY INTUITÍV, ÚJ SZABADALMAZTA- TOTT DESIGN

Csak két lépés
szükséges a biztonságos
összeszereléshez

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST



1.

Helyezze be a
fecskendő csapjait
a henger rovátkáiba



2.

Ujjal csavarja
meg a zárashoz



Az erre vonatkozó részleteket a használati utasításban találja meg

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

BIZTONSÁGOS & EGYSZERŰ

- > **Védje magát** és személyzetét a tűszúrás okozta sérülésektől
- > **Megfelel** a legújabb szabályozásoknak
- > **Intuitív** eszköz
- > **Kapható vagy steril egyszer** használatos vagy **sterilizálható** fecskendővel

Passzív vagy aktív visszazívás:

biztonság a páciensnek

Átlátszó henger:


a visszazívás egyértelműen látható

Tub de protecție glisant:

protecție împotriva înțepării accidentale

Csúszó védőkupak:


véd a tűszúrás okozta sérülésektől



HOSSZÚ TÁVON BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG

Egy tanulmány bebizonyította, hogy egy fogászati iskolában az Ultra Safety Plus bevezetése kulcsfontosságú volt a tűszúrás okozta sérülések elkerülésében.

GYAKORISÁGA A TŰSZÚRÁS OKOZTA SÉRÜLÉSEKNEK



Az Ultra Safety Plus-szal a tűszúrás okozta sérülések száma az átlag 11,8-ról 0-ra csökkentek 1.000.000 munkaóra során ⁽¹⁾

(1) J.M Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001 ; 190; 88-92.

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST



1 DOBOZ 100 DB STERIL TÚVEL
+ 1 STERILIZÁLHATÓ FECSKENDŐ



1 DOBOZ 50 DB STERIL TÚVEL



1 DOBOZ 50 DB STERIL
EGYSZERHASZNÁLTOS FECSKENDŐVEL



1 STERILIZÁLHATÓ FECSKENDŐ

HOSSZ

ÁTMÉRŐ

X SHORT – 8 mm	27 G = 0,4 mm
X SHORT – 10 mm, 12 mm	30 G = 0,3 mm
SHORT – 16 mm, 21 mm, 25 mm	27 G = 0,4 mm
SHORT – 16 mm, 21 mm, 25 mm	30 G = 0,3 mm
LONG – 35 mm	25 G = 0,5 mm
LONG – 35 mm	27 G = 0,4 mm

További információért látogasson el honlapunkra:
www.septodont.com

