

Érezze a különbséget



Supra-és subgingivális alkalmazás

Biztonságos biofilm eltávolítás a:

- ▶ Zománcról
- ▶ Dentinről
- ▶ Lágyszövetekről
- ▶ Nyelvről és palatumról
- ▶ Tejfogakról
- ▶ Ortodonciai berendezésekről
- ▶ Implantátum felületekről
- ▶ Restaurációkról

az AirFlow Plus porral.



ems-dental.com

EMS 
MAKE ME SMILE.

AIRFLOW®

Ajánlott



További EMS porok

Név	PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC 65µ	SOFT	PERIO
Ref	DV-082	DV-048/LEM	DV-048/ LEM/65	DV-071	DV-070
Íz	NEUTRAL	LEMON/LEM MINT/MIN CHERRY/CHE NEUTRAL/NEU	LEMON	NEUTRAL	NEUTRAL
Összetevő	ERYTHRITOL	SODIUM BICARBONATE	SODIUM BICARBONATE	GLYCINE	GLYCINE
Szemcseméret	-14µm	-40µm	-65µm	-65µm	-25µm
PH	-7	-8.1	-8.1	-6	-6
Fog	Elszínződés és éretlen biofilm	✓	✓	✓	✗
	Zománc	✓	✓	✓	✓
	Fehér elszínződés a zománc	✓	✗	✗	✓
Íny	Íny	✓	✗	✗	✓
	Nyelv és palatum	✓	✗	✗	✓
Restaurációk	Hibrid kompozit	✓	✗	✓	✓
	Üveg ionomer	✓	✗	✗	✓
Implantátum	Implantátum és mucositis	✓	✗	✗	✓
Ortodoncia	Brekettek	✓	✗	✗	✓
	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✗	✗	✗	✓
	✓	✗	✗	✗	✓

POWDER GUIDE

Ajánlott



További EMS porok

Név	PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC 65µ	SOFT	PERIO
Ref	DV-082	DV-048/LEM	DV-048/	DV-071	DV-070
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✓

► Több, mint 30 éves kutatás, klinikai esettanulmányok, tudományos dokumentációk és több millió kezelt páciens alapján az EMS a fenti két port ajánlja.