

RESTO  **ONTICS**™

RESTORATIVE ENDODONTICS

CAVITY ACCESS SET

Professzionális csatorna hozzáférés előkészítése

- Jól összeállított trepanációs készlet korlátozott számú eszközzel, amely lefedi a legtöbb konfigurációt
- Professzionális trepanáció
- Tartalmazza az innovatív X-Gates fúrót, amely ötvözi a Gates 1, 2, 3., és 4. előnyeit



START-X



Professzionális csatorna hozzáférés előkészítése



- Egyszerű - 1tipp 1 klinikai indikációra
- Ultrahangos tippek különböző indikációkra

PATHFILE

GLIDE PATH

Rugalmas, a ciklikus fáradtság ellenálló NITI gépi fájl, a gépi gyökértágítást megelőző, gyorsabb átjárhatóság biztosítására.

THE RECOMMENDED SEQUENCE



▶ Root canal shaping

PROGLIDER

A PROGLIDER™ egy modern glide path rendszer, rendkívül rugalmas, a ciklikus fáradtságnak ellenálló NITI gépi fájl, a gépi gyökértágítást megelőző, gyorsabb átjárhatóság biztosítására

GLIDE PATH



- Csak 1 fájl használata elegendő
- 40% kevesebb megmunkálási idő

BLISTERS OF 6 FILES

A092622100103 PROGLIDER File Sterile	016 .02	21mm	blister of 6 files
A092622500103 PROGLIDER File Sterile	016 .02	25mm	blister of 6 files
A092623100103 PROGLIDER File Sterile	016 .02	31mm	blister of 6 files


BLISTERS OF 3 FILES

A092322100103 PROGLIDER File Sterile	016 .02	21mm	blister of 3 files
A092322500103 PROGLIDER File Sterile	016 .02	25mm	blister of 3 files
A092323100103 PROGLIDER File Sterile	016 .02	31mm	blister of 3 files

PROFILE

A többszörös kúpos kialakítású Profile® lehetővé teszi a gyökércsatorna crown-down technikával történő sikeres megmunkálását

- 0.5 guttapercha és sealer eltávolítására
- 0.6 középső csatorna zóna
- 0.4 Terminális zóna
- 0.2 Utolsó csavarodott apikális rész megmunkálására



Méretekről, szortimentről kérdezze kereskedő partnerét!

Kiváló minőségű, a legfejlettebb technológiával gyártott rozsdamentes acél gyökérkezelő fájlok a gyors kézi megmunkálásra, steril kivitelben. 6 db / csomag



+
WE
KNOW
ENDO.

- ➕ Megnövekedett törés ellenállás
- ➕ Optimális vágási hatékonyság
- ➕ Steril, így a kereszt-fertőzések elkerülhetők

READYSTEEL order codes


REF	TYPE OF FILE	DIAMETER	LENGTH in mm				
			18	21	25	28	31
A012D	K-FILE READYSTEEL	006-010	●				
A012D	K-FILE READYSTEEL	006-140		●	●	●	●
A016D	HEDSTROEM READYSTEEL	008-140		●	●	●	●
A011D	K-REAMER READYSTEEL	008-140		●	●	●	●
A012X	C+FILE READYSTEEL	006-020	●	●	●		
A012C	K-FLEXOFILE® READYSTEEL	015-040	●	●	●		●
A011C	K-FLEXOREAMER® READYSTEEL	015-040		●	●		●
A012I	GOLD.MED K-FLEXOFILE® READYSTEEL	012-037		●	●		●
A011I	GOLD.MED K-REAMER® READYSTEE	012-037		●	●		●
A1012	SENSEUS® K-FLEXOFILE® READYSTEEL	006-080		●	●		●
A1011	SENSEUS® K-FLEXOREAMER R.STEEL	008-080		●	●		●
A1013	SENSEUS® PROFINDER® READYSTEEL	010-013-017	●	●	●		
A1016	SENSEUS® HEDSTROEM READYSTEEL	008-080		●	●		●

PROPEXTM PIXI


- Kis méret, óriási előnyök
- Multi-frequenciás Apexlokátor a megbízható munkahossz megállapítására
- Olyan precíz és pontos, mint a vezető termékek
- Zsebméretű-köpenyre csatolható
- Monitorozza a fájl mozgását és mind optikailag, mind akusztikailag figyelmeztet



ENDOACTIVATOR[®]



- Könnyen használható és biztonságos megoldás az átöblítő folyadék ultrahangos aktiválásához
- Hatékony tisztítás, fertőtlenítés
- Biztonságos az erős és rugalmas aktivátor végnek köszönhetően
- Egyszer használatos



WAVEONE GOLD[®]

- Reciprok mozgású fájrendszer
- Az esetek 80%-ában 1 fáj használata elegendő
- Kiterjesztett mérettartomány (small, primary, medium, large)
- Mindenféle gyökérmorfológia esetén alkalmazható
- Időtakarékos * - gyökérkezelésenként csak egy fáj szükséges
- Maximálisan ellenáll a ciklikus fáradtságnak
- Nikkel-titánból M-Wire technológiával készült, így lényegesen rugalmasabb, mint elődje a WaveOne



PROTAPER NEXT[™]

- Excentrikusan forgó fájrendszer
- Kiválóan használható nehéz anatómiai helyzetben egyedi hullámszerű mozgásának és a nagyfokú rugalmasságnak köszönhetően
- Rövidebb eszköz-sorozat és hatékony vágási teljesítmény
- Téglalap keresztmetszet a nagyobb biztonság érdekében:
- 75% -kal nagyobb ellenállás a ciklikus fáradtságnak *
- 25% -kal kevesebb csavarodási hatás *
- Használható bármilyen szabványos endo-motorral
- A legtöbb eset 2 fájjal megoldható (x1, x2)
- Inaktív vég - nem fúr átlutat
- Non-centreális elhelyezkedése kifelé tereli a törmelékét



PROTAPER NEXT[™]



PROTAPER•GOLD™



A ProTaper GOLD a ProTaper Universal® frissítése és kifejezetten olyan ProTaper Universal felhasználóknak készült, akik nem akarják megváltoztatni a technikát, de szívesen profitálnának a legújabb fejlesztések nyújtotta előnyökből.

ProTaper GOLD ugyanazt a filozófiát képviseli, amit az első generációs ProTaper, azaz nem változott:






- fájlok szekvenciája
- fájlméretek
- motor beállításait
- gyökértömés módszerek

További előnyök:

24%-kal nőtt a fájll rugalmassága

2,6-szor jobban ellenáll a ciklikus fáradtság-
nak, azaz sokkal kisebb a törés esélye

11 mm-es befogórész a Protaper Universal
13 mm-éhez képest a jobb intraorális
láthatóság érdekében

PROTAPER GOLD FILES	
	SX STERILE 19MM A 0410 219 G01 03
	S1 STERILE 21MM A 0410 221 G01 03 25MM A 0410 225 G01 03 31MM A 0410 231 G01 03
	S2 STERILE 21MM A 0410 221 G02 03 25MM A 0410 225 G02 03 31MM A 0410 231 G02 03
	F1 STERILE 21MM A 0411 221 G01 03 25MM A 0411 225 G01 03 31MM A 0411 231 G01 03
	F2 STERILE 21MM A 0411 221 G02 03 25MM A 0411 225 G02 03 31MM A 0411 231 G02 03

	F3 STERILE 21MM A 0411 221 G03 03 25MM A 0411 225 G03 03 31MM A 0411 231 G03 03
	F4 STERILE 21MM A 0411 221 G04 03 25MM A 0411 225 G04 03 31MM A 0411 231 G04 03
	F5 STERILE 21MM A 0411 221 G05 03 25MM A 0411 225 G05 03 31MM A 0411 231 G05 03

Assortment file packs		
21MM	SX/F3	A 0409 221 G01 03
25MM	SX/F3	A 0409 225 G01 03
31MM	SX/F3	A 0409 231 G01 03

Az X-SMART iQ egy iOS iQ Applikáció által működtetett, folyamatos és reciprok mozgással egyaránt működő vezeték nélküli endomotor.



- Fájl rendszer hozzáadása
- 2 kezelés végzése egyidőben 2 kezelőfejjel
- Bluetooth kommunikáció az applikáció és a kézi eszköz egység közt, kapcsolat hiányában a kézi eszköz tovább működik a beállított paraméterekkel
- Nyomaték beállítási lehetőség, duál mozgás
- Miniatúr, kontra-szögű fej a tökéletes hozzáférés érdekében
- Vékony, vezeték nélküli-jobb ergonómia
- Hatékony akkumulátor-6 órás működés
- Kezelés közben is tölthető



X-SMART™ PLUS


Felhasználóbarát endo motor folyamatos és reciprok forgatással

- Egyszerű kezelőfelület, file könyvtár
- "Click and go" menürendszer
- on / off gomb a motoron és a kézi darabon egyaránt, az azonnali megállítás érdekében
- Miniatúr könyökdarab-fej kialakítás
- Lábpedál nélküli működtetés



GUTTACORE™

Térhálós guttapercha magú obturátor rendszer 6 és 25 db-os kiszereelésben



Outside:

Flowable
gutta-percha

Inside:

Crosslinked
gutta-percha



- A 3D obturáció folyékony guttaperchával
- Egyszerű csap behelyezés
- Könnyű rekapituláció a gutta pecha magnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors, könnyen kezelhető gyors felmelegedés

	Item Number	Item Description
STANDARD GC	A1703B0042000	GUTTACORE OBTURATOR. 020B
	A1703B0042500	GUTTACORE OBTURATOR. 025B
	A1703B0043000	GUTTACORE OBTURATOR. 030B
	A1703B0043500	GUTTACORE OBTURATOR. 035B
	A1703B0044000	GUTTACORE OBTURATOR. 040B
	A1703B0044500	GUTTACORE OBTURATOR. 045B
	A1703B0045000	GUTTACORE OBTURATOR. 050B
	A1703B0045500	GUTTACORE OBTURATOR. 055B
	A1703B0046000	GUTTACORE OBTURATOR. 060B
	A1703B0047000	GUTTACORE OBTURATOR. 070B
	A1703B0048000	GUTTACORE OBTURATOR. 080B
	A1703B0049000	GUTTACORE OBTURATOR. 090B
	A1703P0042000	GUTTACORE OBTURATOR. 020P
	A1703P0042500	GUTTACORE OBTURATOR. 025P
	A1703P0043000	GUTTACORE OBTURATOR. 030P
	A1703P0043500	GUTTACORE OBTURATOR. 035P
	A1703P0044000	GUTTACORE OBTURATOR. 040P
PTN	A1803B0042500	GUTTACORE BLISTER FOR PTN X2
	A1803B0043000	GUTTACORE BLISTER FOR PTN X3
	A1803B0044000	GUTTACORE BLISTER FOR PTN X4
	A1803B0045000	GUTTACORE BLISTER FOR PTN X5
	A1803P0042500	GUTTACORE PACK FOR PTN X2
	A1803P0043000	GUTTACORE PACK FOR PTN X3
A1803P0044000	GUTTACORE PACK FOR PTN X4	

THERMAPREP® 2



3-dimenziós hő
a 3-dimenziós gyökértöméshez

- Fűtött 3D obturációs kályha bármilyen obturátorral használható (THERMAFIL®, WAVEONE®, PROTAPER NEXT, GUTTACORE™)
- 15 másodperces fűtés egyes vagy duál módban
- Beépített időzítő riasztó, jelzőfények és tisztítás mód

GUTTAPERCHA



PROTAPER•NEXT® GUTTA-PERCHAPOINTS

Code	Description	Quantity
A 0220000 002 00	Gutta-percha points X2	Boxof60
A 0220000 003 00	Gutta-percha points X3	Boxof60
A 0220000 900 00	Gutta-percha points assortment X2–X3	Boxof2x30
A 0220000 901 00	Gutta-percha points assortment X4–X5	Boxof2x30

wave•one[®] GOLD GUTTA-PERCHA POINTS

Code	Description	Quantity
A 175X000 00S 00	Gutta-percha points small	Boxof60
A 175X000 00P 00	Gutta-percha points primary	Boxof60
A 175X000 00M 00	Gutta-percha points medium	Boxof60
A 175X000 00L 00	Gutta-percha points large	Boxof60



PAPER POINTS



PROTAPER•NEXT® PAPERPOINTS

Code	Description	Quantity
A 022Q000 002 00	Sterile paper points X2	Boxof180
A 022Q000 003 00	Sterile paper points X3	Boxof180
A 022Q000 900 00	Sterile paper points assortment X2–X3	Boxof2x90
A 022Q000 901 00	Sterile paper points assortment X4–X5	Boxof2x90

wave•one[®] GOLD PAPERPOINTS

Code	Description	Quantity
A 175W000 00S 03	Sterile paper points small	Boxof180
A 175W000 00P 03	Sterile paper points primary	Boxof180
A 175W000 00M 03	Sterile paper points medium	Boxof180
A 175W000 00L 03	Sterile paper points large	Boxof180



LENTULO

Főleg calcium-hidroxid paszta, de egyéb ideiglenes végleges gyökértömő anyag beviteléhez is használható NITI spirál.

Méret	17 mm	21 mm	25 mm
1	A002221700100	A002222100100	A002222500100
2	A002221700200	A002222100200	A002222500200
3	A002221700300	A002222100300	A002222500300
4	A002221700400	A002222100400	A002222500400
szortiment	A002221790000	A002222190000	A002222590000



GUTTAPERCHA



PROTAPER•NEXT® GUTTA-PERCHAPOINTS

Code	Description	Quantity
A 0220000 002 00	Gutta-percha points X2	Boxof60
A 0220000 003 00	Gutta-percha points X3	Boxof60
A 0220000 900 00	Gutta-percha points assortment X2–X3	Boxof2x30
A 0220000 901 00	Gutta-percha points assortment X4–X5	Boxof2x30

wave•one[®] GOLD GUTTA-PERCHA POINTS

Code	Description	Quantity
A 175X000 00S 00	Gutta-percha points small	Boxof60
A 175X000 00P 00	Gutta-percha points primary	Boxof60
A 175X000 00M 00	Gutta-percha points medium	Boxof60
A 175X000 00L 00	Gutta-percha points large	Boxof60



PAPER POINTS



PROTAPER•NEXT® PAPERPOINTS

Code	Description	Quantity
A 022Q000 002 00	Sterile paper points X2	Boxof180
A 022Q000 003 00	Sterile paper points X3	Boxof180
A 022Q000 900 00	Sterile paper points assortment X2–X3	Boxof2x90
A 022Q000 901 00	Sterile paper points assortment X4–X5	Boxof2x90

wave•one[®] GOLD PAPERPOINTS

Code	Description	Quantity
A 175W000 00S 03	Sterile paper points small	Boxof180
A 175W000 00P 03	Sterile paper points primary	Boxof180
A 175W000 00M 03	Sterile paper points medium	Boxof180
A 175W000 00L 03	Sterile paper points large	Boxof180



LENTULO

Főleg calcium-hidroxid paszta, de egyéb ideiglenes végleges gyökértömő anyag beviteléhez is használható NITI spirál.

Méret	17 mm	21 mm	25 mm
1	A002221700100	A002222100100	A002222500100
2	A002221700200	A002222100200	A002222500200
3	A002221700300	A002222100300	A002222500300
4	A002221700400	A002222100400	A002222500400
szortiment	A002221790000	A002222190000	A002222590000



RADIX ANKER

12db / doboz

C019300000100 Standard 1 - ISO 1.15

C019300000200 Standard 2 - ISO 1.35

C019300000300 Standard 3 - ISO 1.6

Standard



Long



Titanium Integral



Mérettek tekintetében kérdezze kereskedő partnerét!


POSTS

Transzlucens, a fog anatómiáját követő precíziós csaprendszer. Kapható készletben és utántöltőként egyaránt.

Radix fiber post



easy post



Üvegszálás gyökércsap rendszer
Elasztikus üvegszálás anyag
Egyszerű előkészítés
Biokompatibilitás
Radio opacitás
Remek adhéziós tulajdonságok
Cilindro-kónikus csap kialakítás

	Radix® Fiber Post		EasyPost™		LARGO® Peeso Reamer		EasyPost™ Precision Drill	
N°1	REF C 0613-1	10x	REF C 0600-1	10x	REF A 0009-1	6x	REF C 0601-1	3x
N°2	REF C 0613-2	10x	REF C 0600-2	10x			REF C 0601-2	3x
N°3	REF C 0613-3	10x	REF C 0600-3	10x	REF A 0009-2	6x	REF C 0601-3	3x
N°4	REF C 0613-4	10x	REF C 0600-4	10x			REF C 0601-4	3x
N°5	REF C 0613-5	10x	REF C 0600-5	10x	REF A 0009-3	6x	REF C 0601-5	3x
N°6	REF C 0613-6	10x	REF C 0600-6	10x			REF C 0601-6	3x

RETREATMENT



Speciális NiTi rekapitulációs fájlok gyökércsatorna-tömések eltávolítására, ismételt endodontiai kezelésekhez kifejlesztve, annak érdekében, hogy a csatorna újraformázása előtt könnyebben eltávolíthassuk az előző anyagot

PRO ULTRA ENDO TIP[®]



Szabadalmaztatott ultrahangos kézidarab az összes foghoz kiváló hozzáférést biztosít
Abrazív bevonata növeli a hatékonyságot
A korlátozottan elérhető területeket is könnyedén kezelhetikönnyedén kezelheti

PROROOT[®] MTA



Ásványi trioxid aggregátum perforációhoz és pilpasapkázáshoz
Jó széli záródása csökkenti a baktérium migrációt
Hidrofil tulajdonságainak köszönhetően nedves környezetben is alkalmazható
Biokompatibilis

AH PLUS[®]

Az 1. számú gyökértömő anyag

- Biztonságos kiváló lezárás
- alacsony zsugorodás
- alacsony permeabilitás
- nagy biokompatibilitás
- kiváló radiopacitás

Termikusan stabil legfeljebb 260 °C-ig, kiválóan alkalmas forró obturáció esetén is

Könnyen kezelhető, AH Plus Jet esetén optimális keverés egy kéthengeres fecskendővel

AH Plus Jet Refill 60620118
2 x AH Plus Jet Mixing Syringe (15g each)

AH Plus Jet Starter Kit 60620115
1 x AH Plus Jet Mixing Syringe (15g)
20 x Mixing Tips/Intraoral Tips

AH Plus Jet Mixing Tips/Intraoral Tips (40) 60620116



60620110

1 Tube of Paste A, (4ml)
1 Tube of Paste B, (4ml)



60621101

AH 26 Standard Package
8g Powder, 10g Resin



PALODENT V3[®]

Használja a Palodent V3 matrica rendszert SDR tömőanyaggal együtt, hogy egyszerűsítse a II osztályú üregek helyreállító eljárását és biztosítsa az üreg szivárgás mentes feltöltését.

- Pontos kontaktpontok
- Szoros ínyszéli záródás
- Stresszmentes, tartós helyreállítások

ReOrder Information

Palodent V3
Sectional Matrix System
designed by triodont™

659700v Introductory Kit

100 Matrices – 25 each size: 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm
75 Wedges – 25 each size: Small, Medium, Large
30 WedgeGuards – 10 each size: Small, Medium, Large
1 Universal Ring; 1 Narrow Ring; 1 Forceps; 1 Pin Tweezers



62500005 Starter Kit

20 Matrices – 15 x 5.5 mm, 5 x 4.5 mm, 15 Wedges –
5 each size: Small, Medium, Large, 5 WedgeGuards Medium,
2 Universal Rings, 1 Forceps, 1 Pin Tweezers



Matrix Refills

659710v	Size 3.5 mm (50)	
659720v	Size 4.5 mm (50)	
659730v	Size 5.5 mm (50)	
659740v	Size 5.5 mm (100)	
659750v	Size 6.5 mm (50)	
659860v	Size 7.5 mm (50)	

Matrix Refills EZ Coat

659610v	Size 3.5 mm (50)	
659620v	Size 4.5 mm (50)	
659630v	Size 5.5 mm (50)	
659640v	Size 5.5 mm (90)	
659650v	Size 6.5 mm (50)	
659660v	Size 7.5 mm (50)	



Ring Refills

659900v	Universal (1)
659760v	Universal (2)
659770v	Narrow (2)



Wedge Refills

659780v	Small (100)
659790v	Medium (100)
659800v	Large (100)



WedgeGuard Refills

659830v	Small (50)
659840v	Medium (50)
659850v	Large (50)



659810v Forceps Refi(1)

659820v Pin Tweezers Refi(1)




SDR®

- Kiváló adaptáció az üreg falához
- Legalacsonyabb stressz értékű tömőanyag
- Kiváló adhézió a dentinhez magas C faktor esetén is

Indikációk

- I és II osztályú üregek 4 mm rétegvastagságú feltöltése
- Tejfogak tömése fedőkompozit nélkül
- Poszt endodonciai koronális lezárása - 0% csatornába történő szivárgás
- I osztályú helyreállítások esetén fedő kompozit nélkül
- Barázdazárás
- Csonkfelépítés



Packaging Information



SDR® Intro Kit with prime&bond®one SELECT 45 CompulaTips (0.25g each) Universal Shade 1 x SDR Storage Box, 1 x 2.5 ml prime&bond one SELECT, 1 x CliXdish™, 1 x CompulesTips Gun	606.03.021
SDR® Refill 15 CompulaTips (0.25g each) Universal Shade	606.03.002
SDR® Eco Refill 50 CompulaTips (0.25g each) Universal Shade	606.03.003
SDR® Syringe Refill 3 x 1g Syringes Universal Shade	606.03.005
SDR® Syringe Eco Refill 10 x 1g Syringes Universal Shade	606.03.011

ONE BRAND®

ceram.x^{one} UNIVERSAL ceram.x^{one} DENTIN & ENAMEL


- 50% nanokerámia a monomerek helyett - Biokompatibilitás
- Hosszú megmunkálási idő - 120 mp/180 mp
- Egy árnyalatú rendszer - Élethű, mindennapos restaurációk
- Kettős árnyalatú egyszersített rendszer - Tökéletes esztétikum
- Klinikailag bizonyítottan hosszán tartó restaurációk
- Egyszerűsített színrendszer




prime&bond^{one} ETCH & RINSE prime&bond^{one} SELECT




prime&bond one E&R
Száraz dentinen



prime&bond one E&R
nedves dentinen



Optibond Solo Plus
Száraz dentinen



- Kiváló bonder és széli zárás
- Biztonságos alkalmazás nedves és száraz dentinen egyaránt DarkCure
- Opció Indirekt restaurációk esetén SelfCure Aktivátorral
- ETCH&RINSE 15 percig a SELECT 30 percig tárolható CliXdish-ben
- Kiválóan látható az üregben, így megbízható az azapplikálás
- A SELECT minden fajta savazási technikához alkalmas
- Nem kell hűtőben tárolni

Egyedülálló SphereTEC[™] technológia előrelépés a kezelhetőségben

- Ügyesen egyszerű színárnyalat: 5 szín lefedi a teljes VITA skálát
- Gyors és könnyű polírozhatóság, fényes csillogás
- Természetes hatás

Kezelhetőség

- könnyedén adaptálódik az üreg falához
- nem ragad a tömőeszközkhöz
- könnyen formálható
- nem esik össze




Színrendszer

- 5 CLOUD árnyalat a teljes VITA skálát lefedi
- Megbízhatóan alkalmazkodó árnyalatok köszönhetően a tökéletes kaméleon effektusnak
- Smart i-shade címke a könnyű szín beazonosításhoz

A1	(= VITA shades A1; B1; C1)
A2	(= VITA shades A2; B2; D2)
A3	(= VITA shades A3; C2; D3; D4)
A3.5	(= VITA shades A3.5; B3; B4; C3)
A4	(= VITA shades A4; C4)



A szabadalmaztatott töltőanyag morfológia, részecskeméret és annak eloszlása és felülete mikroszerkezete a kulcs tényezők az egyszerű kezelhetőség és a kimagasló esztétikum szempontjából.



SphereTEC[™] töltőanyag mikrostrukturált felületű üveg részecskék un. spray-granulálásával előállítva

SEM kép, amely mutatja a SphereTEC[™] előpolimerizált gömb részecskéket, melyek un. golyóscsapagy effektusa biztosítja a kiváló adaptációt és formálhatóságot.

A SphereTEC[™] mikrogranulát szerkezete képes több szabad gyantát megkötni, ezáltal a SphereTEC[™] one universal nem ragad a tömőeszközkhöz.

extra performance Dyract® XP

Dyract XP az üvegiopmomerek fluordid leadását kombinálja a fényre kötő kompozitok törésellenállásával és esztétikumával. Rossz szájhygiénés páciensek számára hosszú távú kariesz mentes megoldást biztosít.



ReOrder

60604911	Dyract XP Intro Kit
60604210	Dyract XP A2 Refill 3.5ml (20 Compules Tips 0.25g)
60604276	Dyract XP A3 Refill 3.5ml (20 Compules Tips 0.25g)
60604277	Dyract XP A3.5 Refill 3.5ml (20 Compules Tips 0.25g)
60604278	Dyract XP B1 Refill 3.5ml (20 Compules Tips 0.25g)

DYRACT FLOW



Universális compomer
fluorid leadással, kisebb
kavitások ellátására
2x1ml 1,8g

ReOrder

60604402	Dyract flow A2
60604403	Dyract flow A3
60604404	Dyract flow A4
60604405	Dyract flow B1
60604410	Dyract flow C2
60604414	Dyract flow O-A3

DYCAL



Dycal® Rradiopaque calcium hydroxide önterülő anyag pulpasapkázáshoz, illetve linerként a tömőanyag alá.

ReOrder

623451Y	Dycal® in Tubes, Export Pack Dentin Shade
623401Y	Dycal® in Tubes, Export Pack Ivory Shade

SPECTRUM TPH3



A Spectrum egy fényre kötő, radiopaque sub-micron hybrid kompozit anterior és posterior restaurációkhoz

X-FLOW

X-flow™ fényrekötő, radiopaque kompozit linerként történő használatra, kisebb kavitások ellátására, illetve kompozit inlay, onlay készítésére.

ReOrder

16 Compu@ Tips à 0.25 g/ csomag	
60608102	A2
60608103	A3
60608104	A4
60608105	B1
60608106	C2
60608110	TL (translucent)
60608111	O-A3 (opaque)



AQUASIL

Az Aquasil A szilikon egy kvadrofunkcionális, hidrofil sziloxán, mely egyesíti magában a vinylpolisziloxánok és poliéterek pozitív tulajdonságait.

Előnyei:

- Magas szakítószilárdság és nedvesség tűréő képesség
- Kiváló dimenzióstabilitás
- Appikálás során nem cseppen le, vagy folyik szét
- Nedves környezetben is pontos lenyomatot ad
- Többféle konzisztenciában és kiserelésben kapható
- Az alaplenyomat lehet kézi vagy pisztolyos keverésű.
- A higan folyó komponensek közepesen híg (LV) vagy híg (XLV) konzisztenciában kaphatók.
- Az Keverő gépekkel az Aquasil DECA verzió használható, melyből létezik egyfázisú is az Aquasil Mono-phase DECA egyfázisú

ReOrder

60578320 Aquasil Soft Putty / Regular Set

60578321 Aquasil Soft Putty / Regular Set - Economy Pack

60578332 Aquasil Hard Putty / Fast Set - Standard Pack

60578333 Aquasil Hard Putty / Fast Set - Economy Pack

678779 Aquasil Ultra LV / Regular Set

678780 Aquasil Ultra LV / Fast Set

678781 Aquasil Ultra XLV / Regular Set

678882 Aquasil Ultra XLV / Fast Set



Jámbor Beáta
Értékesítés, Marketing
+36305610990
beata.jambor@dentsplysirona.com

