



Provicol® QM Plus – ideiglenes ragasztó cement még jobb adhézióval

Rendelkezik a Provicol QM minden előnyével, de mostantól megnövelt tapadóerővel is. Ennek a fokozott erőnek köszönhetően az új Provicol QM Plus ideiglenes ragasztó cement ideálisan alkalmazható a különösen nagy mértékű tapadást igénylő klinikai helyzetekben.

Az eugenol mentes anyag kalcium-hidroxidot tartalmaz és ideiglenes pótlások (koronák, hidak, inlay-k és onlay-k) ideiglenes beragasztására és végleges helyreállítások ideiglenes beragasztására alkalmazható, valamint kis felszínű kavitások ideiglenes lezárásra. Ezzel a megnövekedett kötőerővel az önkötő Provicol QM Plus ideális azokban a klinikai helyzetekben, amelyek megkövetelik a különösen erős tartást. Akár rövid és / vagy kis méretű a fogcsont, vagy ha a provizórium és a megmaradt foganyag között kicsi a retenció. A Provicol QM Plus és a Provicol QM egymást kiegészítve teszik lehetővé a felhasználók számára, hogy az adott esethez legmegfelelőbb ragasztó cementet használhassák. Ezt az új készlet még egyszerűbbé teszi, amelyben két fecskendő QuickMix Provicol QM és egy fecskendő Provicol QM Plus található. Ez a két anyag együtt kínálja a felhasználók számára a rugalmasságot és a biztonságot minden ideiglenes ragasztáshoz.

Az alacsony rétegvastagság, amely minden esetben megkönnyíti a precíz behelyezést, továbbá az optimális folyási tulajdonságai és az erős röntgenárnyéka teszik a Provicol QM Plus-t könnyen használható anyaggá, amely a QuickMix fecskendőből mindig megfelelő arányban és nagy pontossággal alkalmazható. Sőt, teljesen stabil, így egyszerűsítve a felesleges eltávolítását.

Mint minden Provicol családhoz tartozó termék, a Provicol QM Plus is eugenol-mentes, és így nincs hatással a kompozitok kötésére, sem pedig az adhézión tulajdonságaira. A Provicol QM Plus is tartalmaz kalcium-hidroxidot, ami elősegíti a másodlagos dentinképződést és gátolja a baktériumok szaporodását, a cink-oxid pedig antibakteriális hatással rendelkezik.

Gyártó: VOCO GmbH, Anton-Flettner-Straße 1-3, 27472 Cuxhaven, www.voco.com, info@voco.com

Sajtókapcsolat:

Dr. Olaf Krems, VOCO GmbH - Public Relations
Tel .: +49 (0) 4721 719-187, E-Mail: o.krems@voco.de

Natascha Ahlff VOCO GmbH - Public Relations
Tel .: +49 (0) 4721 719-176, E-Mail: n.ahlff@voco.de