

V-Posil Putty Fast – a termékcsalád kibővült

Mostantól nagy patronos kiszerezésben is elérhető a lenyomatanyag

A modern lenyomatanyagoknak egy sor igényt kell kielégíteniük. A fogorvosok olyan anyagot szeretnének, amely különösen nagy pontosságot biztosít, míg a kényelmes munkaidő és a rövid intraorális kötési idő szintén a kívánságlistájukban szerepelnek. Az anyagnak kiváló keménységgel, nagy méretpontossággal kell rendelkeznie, a maradandó alakváltozással szemben pedig ellenállóknak kell lennie.

A V-Posil, a VOCO új A-szilikon alapú precíziós lenyomatanyaga, kielégíti ezeket a követelményeket.

A nagy sikerű termékcsalád most már egy **nagy kartusos kiszerezésű gyúrható** anyagot is tartalmaz.

A *V-Posil Putty Fast* alaplenyomatként használható a következő technikákhoz:

- Alap-híganfolyó technika (kétidejű)
- Szendvics technika (egyidejű)
- Alap-híganfolyó technika helyfenntartó fóliával
- valamint funkciós lenyomatokhoz



With an intraoral setting time of 2:30 minutes, *V-Posil Putty Fast* from the cartridge is also considered a fast-setting material. This saves time for the dentist while also improving patient comfort. The material has a Shore A hardness of 63, meaning that it is particularly recommended for the putty and wash technique. The material has 99.5% elastic recovery from deformation, which ensures precise pouring results and therefore perfectly fitting restorations.

Az intraorális kötési idő 2:30 perc, amivel a patronos *V-Posil Putty Fast* joggal tekinthető gyorskötésű anyagnak. Időt takarít meg a fogorvos számára és javítja a beteg kényelemérzetét is. Az anyag Shore A keménysége 63, ami azt jelenti, hogy különösen ajánlható az alap-híganfolyó technikához. A lenyomatanyag 99,5% -os alakvisszanyerési képessége biztosítja a pontos öntési eredményeket és ezzel a tökéletesen illeszkedő restaurációkat.