

HIGHLIGHTS

A woman with long dark hair in a ponytail, wearing a light blue tank top and orange shorts, is climbing a rock wall. The wall is covered with various colorful climbing holds in shades of blue, green, yellow, and red. The woman is looking down at her hands as she climbs.

AlignerFlow LC

A láthatatlan fogszabályozók fogra kerülő segédelemeihez

**TRENDI
ÉS MAJDNEM
LÁTHATATLAN**

Futurabond® U

**MÉG A LEGNEHEZEBB
ESETEKNÉL IS
KÖNNYŰ A BONDOZÁS**

A következő generáció – Admira® Fusion 5

Biokompatibilis univerzális kompozí

**EGYSZERŰSÍTETT
SZÍNRENDSZERREL**

Admira® Fusion 5

Univerzális nano-hidrid ORMOCER® helyreállító anyag egyszerűsített színrendszerrel

AlignerFlow LC

Nanohibrid kompozit láthatatlan fogszabályozók segédelemeihez

Futurabond® U

Csak a kettős kötésű univerzális ragasztó *SingleDose* kiszorításban

Admira® Fusion 5

Szeretne egy korszerű univerzális tömőanyagot, amely megfelel a betegek magas esztétikai igényeinek, és mégis rendkívül egyszerűvé teszi a napi gyakorlati rutint? Akkor az Admira Fusion 5 a hatékony megoldás! Az egyszerűsített színrendszernek köszönhetően mind a 16 Vita® klasszikus árnyalat lefedhető mindössze 5 klaszter árnyalattal. A többszínű rétegzés, blokkoló vagy opaker használata nem szükséges. Csak öt árnyalatot kell raktáron tartania, a napi munka során megfelelően felkészülhet minden esetre, és jelentősen csökkentheti a raktárkészletét.



Takarítson meg
28%*
-ot a próbacsomag
megvásárlásával!

Próba készlet

10 × 0,2 g Caps
(2 db mindegyikből × A1, A2, A3,
A3.5, A4),
10 × Futurabond U SingleDose
+ színkulcs

REF 6243

Cluster-Shade- árnyalatrendszer

Egyesíti a 16 Vita®
klasszikus árnyalatot
mindössze öt
Admira Fusion 5
árnyalatban

Csak
10 másodperc
lámpázás mind az
öt árnyalatban



Takarítson meg
20%*
-ot a készlet
megvásárlásával!

Készlet fecskendő

5 × 3 g fecskendő
(A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ színkulcs

REF 6225

Készlet kapszulás

75 × 0,2 g Caps
(15 db mindegyikből × A1, A2, A3,
A3.5, A4),
+ színkulcs

REF 6235

A nano-hidrid és az ORMOCER® technológia innovatív kombinációja, amelyben mind a töltőanyagok, mind a gyanta mátrix, szilícium-oxidon alapulnak, ami óriási előnyökkel jár: Tisztán kerámia alapú töltőanyag klasszikus monomerek nélkül és kivá-

ló fizikai tulajdonságokkal. Az Admira Fusion 5 nagyon stabil anyag, és a hagyományos kompozitokhoz képest messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodással (1,25 térfogat%) rendelkezik. Próbálja ki!

Admira Fusion 5

VITA®
classical

A1				A2				A3				A3.5				A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4		

“A magas esztétikai elvárásaim miatt először szkeptikus voltam, hogy minden üreg valóban esztétikusan kitölthető-e mindössze 5 árnyalattal. De a végeredmény izgatottá tett. A tömőanyag nem látható. Ezenkívül nagyon jól adaptálódik az üreghez, és nem ragad a műszerhez.”

Dr. Hanke Faust, Németország

Azonnali előnyök:

- Mind a 16 Vita® klasszikus árnyalat mindössze 5 klaszter árnyalattal lefedhető
- Csak 10 másodperc lámpázás minden árnyaltnál
- Kiváló biokompatibilitás, mivel nem tartalmaz klasszikus monomereket
- Messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodás (1,25 térfogat%)
- Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóval



AlignerFlow LC

A fogászati és fogszabályzó kezelések részét képező aligner terápia bizonyos esetekben fogra kerülő segédelemeket alkalmaznak. Az aligner segédelemek pontos kivitelezéséhez speciális kompozitokra van szükség. A kezelési időszak alatt nagyon stabilnak kell lenniük, de a kezelés végén biztonságos és maradégmentes eltávolítást kell biztosítaniuk.

Az AlignerFlow LC révén a VOCO kifejezetten erre a célra kínálja a fluoreszcens tulajdonsággal rendelkező nano-hibrid kompozitot. Az UV-A fény alatt ellenőrizhetjük az attachmenteket, vagy az eltávolítás után pontosan azonosíthatók az anyagmaradványok és óvatosan eltávolíthatók a zománcról. A klasszikus fogárgyakban kapható AlignerFlow LC az aligner terápia esztétikai igényeinek is megfelel.




AlignerFlow LC

2 x 2 g Fecskendő A1 REF 1526

2 x 2 g Fecskendő A2 REF 1527

2 x 2 g Fecskendő A3 REF 1528



AlignerFlow LC -ből készült attachmentek

Az AlignerFlow LC -ből készült attachmenteket 83 tömeg% töltőanyag tartalomnak köszönhetően nagy stabilitás és kopásállóság jellemzi. Ez biztosítja az alignerek folyamatos rögzítését az érintett fogakon az igazító kezeléseknél a teljes kezelési időszak alatt.

Az AlignerFlow LC fejlesztése a VOCO millió számra sikeresen alkalmazott folyékony kompozitjainak húsz éves tapasztalatán alapszik.

Azonnali előnyök:

- Biztonságos csiszolás és eltávolítás UV-A fény alatt
- Tökéletes folyási jellemzők, pontos alkalmazás
- Fotopolimerizálás az átlátszó sablonon keresztül
- Stabil és kopásálló a teljes kezelési időszak alatt
- Kellemes esztétika a fogárgyakban



“Az aligner attachmenteket rutinszerűen használjuk: az illeszkedés és a forma döntőek a kezelés sikeréhez. Ez egy olyan flow, amely mind az alkalmazást, mind az azt követő eltávolítást az UV-A fényben kontrollálva lehetővé teszi, ráadásul gyorsabban használható.”

Thomas Kober fogorvos, Németország

**Tökéletes
vizuális ellenőrzés
UV-A fény alatt**

Alkalmazás és kezelés – nagyon egyszerű:

Az AlignerFlow LC -t mindig dentin zománc ragasztóval kell használni és közvetlenül az attachment sablonba kell applikálni. A flow anyag tökéletesen és buborékmentesen a konkvitációk belső felületéhez adaptálódik; a töltési szint pontosan adagolható. Ezt követi a fotopolimerizáció az átlátszó sablonon keresztül.

Az AlignerFlow LC-t az anyag megszaldását, csepegését megakadályozó NDT-fecskendőben kínáljuk, 2 x 2 g.

A mellékelt kanülök (0,9 mm és 1,2 mm átmérő) alkalmasak az attachment sablonba való közvetlen applikálásra, a legfinomabb attachmentekhez, a nagy kiterjedésű lingvális retainerekhez, vagy a rágófelszín injektációs technikával történő felépítéséhez.

Admira® Fusion

- A világ első tisztán kerámia alapú restaurációs anyag
- Összehasonlítva más, a kereskedelemben elérhető restaurációs kompozitokkal, messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodási érték (1,25 térfogat%) és különösen alacsony zsugorodási stressz
- Semleges, így rendkívül biokompatibilis és kitűnően ellenáll az elszíneződéseknek
- Kitűnő kezelhetőség, egyszerűen magas fényűre polírozhatóság, magas felületi keménység, ezek garantálják az első osztályú, hosszú távú eredményeket

Univerzális
nano-hibrid
ORMOCER®
tömőanyag



4₊1
utántöltőkre¹

Admira Fusion	Univerzális nano-hibrid ORMOCER® tömőanyag	Utántöltő: kapszula	Caps 15 × 0,2 g	különböző színekben ²
		Utántöltő: Fecskendő	Fecskendő 3 g	különböző színekben ²
		Készlet fecskendő + ragasztóanyag	Fecskendő 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + fogszínkulcs + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 db + tartozékok	REF 2750
		Készlet kapszula + ragasztóanyag	Caps 75 × 0,2 g (15 db mindegyikből × A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + fogszínkulcs + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 db + tartozékok	REF 2780
Admira Fusion Flow	Folyékony, fényre keményedő nanohibrid ORMOCER® tömőanyag	Utántöltő: Fecskendő	Fecskendő 2 × 2 g	különböző színekben ²
		Készlet Fecskendő	Fecskendő 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, W0) + fogszínkulcs + tartozékok	REF 2816
Admira Fusion x-tra	Nano-hibrid ORMOCER® tömőanyag, 4 mm	Utántöltő: Fecskendő	Fecskendő 3 g (univerzális)	REF 2810
		Utántöltő: Caps	Caps 15 × 0,2 g (univerzális)	REF 2811
Admira Fusion x-base	Folyékony nanohibrid ORMOCER® bázis tömőanyag, 4 mm	Utántöltő: Fecskendő	Fecskendő 2 × 2 g (univerzális)	REF 2812

²További kiszerezési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a www.voco.dental oldalon, vagy a fő katalógusban.

ORMOCER® = Kiváló biokompatibilitás

Az Admira Fusion nem tartalmaz klasszikus monomereket, mint például BisGMA-t [BPA]-t, TEGDMA-t vagy HEMA-t, így kizárja az ilyen anyagok polimerizáció utáni esetleges kioldódását. Az ORMOCER®-ek (szervesen módosított kerámiák), amelyeket ezek helyett használnak, nagy és előkondenzált molekulák szervesen mátrixban, magas fokú térhálósítottsággal. Az Admira Fusionról alkotott általános vélemény egyike a 'kiváló biokompatibilitás'.^[1]

[1] Leyhausen és társai, Hannoveri Orvosi Egyetem jelentése a VOCO-nak, 2015

Grandio®SO Flowables

A tömöríthető GrandioSO segítségével a VOCO létrehozta a legfogszerűbb kompozit tömőanyagot a piacon. Ugyanazon technológia alapján három különböző viszkozitást kínálunk Önnek a folyékony tömőanyagainkkal:

- **Light Flow – alacsony viszkozitás**

Pontos applikálás az extra finom kanülnek köszönhetően, ezért kiválóan alkalmas a nehezen elérhető területeken és kis üregekben

- **Flow – közepes viszkozitás**


Kiváló áramlási tulajdonságok, univerzális alkalmazás és precíz applikálás

- **Heavy Flow – magas viszkozitás**

Megnövelt stabilitás, azaz nincs nemkívánatos lefolyás, valamint alkalmazás

Készlet fecskendő Light Flow	5 × 2 g fecskendő (A1, A2, A3, A3.5, WO) + fogszínkulcs + tartozékok	REF 2585
Készlet fecskendő Flow	5 × 2 g fecskendő (A1, A2, A3, A3.5, WO) + fogszínkulcs + tartozékok	REF 2720
Készlet fecskendő Heavy Flow	5 × 2 g fecskendő (A2, A3, A3.5, WO, GA5) + fogszínkulcs + tartozékok	REF 2680

További kiserelési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a www.voco.dental oldalon, vagy a fő katalógusban.



Szett vásárlása esetén több mint

32%*
megtakarítás!

Futurabond® U

A Futurabond U mögött egy kiterjedt kutatási és fejlesztési folyamat áll, amelynek az egyik célja: olyan univerzális ragasztót kínálni, a felhasználóknak, amely **megbízhatóságával** és más előnyeivel feleslegessé teszi a fogászati gyakorlatban más ragasztó rendszerek használatát. A **Futurabond U új szabványokat állít be** a kötési szilárdsággal, különösen pedig a **rugalmas** és sokoldalú **felhasználhatóságával**.

50 SingleDose

50 × Futurabond U
SingleDose
+ tartozékok

REF 1571

200 SingleDose

200 × Futurabond U
SingleDose
+ tartozékok

REF 1572




Futurabond® U
elérhető praktikus
kiserelésben
SingleDose



VisCalor® bulk

A VisCalor bulk teljesen új megközelítést követ: az anyag egyesíti a folyékony kompozit áramlási képességét az applikálás során a tömöríthető kompozit formázhatóságával. A VisCalor bulk tehát olyan anyag, amely mind a nagy, mind a keskeny üregekhez felhasználható, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie az adaptáció vagy a szilárdság szempontjából.



Azonnali előnyök:

- Innovatív anyag**
Melegítés hatására az anyag kezdetben folyékony, ebben a formában applikálható, majd közvetlenül utána formázhatóvá válik (thermoviskózus technológia)
- Időtakarékos**
Hatékony helyreállítások egyetlen anyaggal
- Kiváló kezelhetőség**
Buborék mentes applikálás vékony és hosszú kanüllel

... Melegítsd
... Folyasd
... Alakítsd

Profluorid® Varnish

A túlérzékenységet elsősorban a nyitott dentin tubulusok okozzák, ezért a kezelés célja ezeknek a tubulusoknak a lezárása. A Profluorid Varnish fluoridtartalmú lakk, amely a fognyaki vagy az üreg előkészítése után megnyílt dentin tubulusokat hatékonyan lezárja.

Azonnali előnyök:

- Gyors deszenzibilizáció és fluoridleadás (5 % NaF $\approx$ 22.600 ppm fluorid)
- Könnyen applikálható – nyálálló
- Hét kellemes ízben kapható
- Gazdaságosan, vékony rétegben applikálható, nagyon előnyös

10 ml Tubus

Dinnye	REF 1267	Karamell	REF 2232
Menta	REF 2234	Cseresznye	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola Lime	REF 2236

200 x 0,40 ml SingleDose

Dinnye	REF 1271	Rágógumi	REF 2239
Menta	REF 2231	Cseresznye	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola Lime	REF 2241
Karamell	REF 2229		

Mixed Flavour

4 x 10 ml Tubus
Válogatás: menta, dinnye, cseresznye és karamell
REF 2971

Megtakarítás
25%*

A világ első
kompozitja
thermoviskózus
technológiával

Készlet VisCalor Dispenser

80 x 0,25 g Caps (16 x univerzális,
16 x A1, 16 x A2, 32 x A3)
1 x VisCalor Dispenser

REF 6062

Készlet Caps Warmer

80 x 0,25 g Caps (16 x univerzális,
16 x A1, 16 x A2, 32 x A3)
1 x Caps Warmer

REF 6063

További kiserelési formák és az egyes árnyalatok megtalálhatók a www.voco.dental oldalon, vagy a fő katalógusban.

Celalux® 3

kézidarábball, töltőállomással, tápkábellel cserélhető hálózati adapterekkel, 2 lítium-polimer akkumulátorral, 8 mm-es fényvezetővel, gumipajzzsal, használati útmutatóval

REF 9090

Fluorid tartalmú
lakk érzékenységek
kezelésére (5 % NaF)



V-Posil®

Lenyűgöző pontosság – Addíciós szilikon lenyomatanyag

Napjainkban számos kiváló minőségű lenyomatanyag létezik. A VOCO fejlesztési elképzelése olyan anyag tervezése volt, amely kiemelkedő műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, és egyben gyorsan és rugalmasan megmunkálható. Az eredmény a V-Posil, olyan precíziós lenyomatrendszer, amely csökkenti a kötési időt és egyben rugalmas feldolgozási időt tesz lehetővé. A korrekciós anyagok rendkívül alacsony kontakt szöge a V-Posil gyors kötési tulajdonságaival kombinálva csökkenti a lehetséges mikromozgások idejét az intraorális kötési idő alatt. Így a lenyomat pontosabb lesz, és a költséges ismétlések minimálisra csökkennek.

Kezdőkészlet	Putty Fast	Patron 2 x 380 ml	REF 2991
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	
Kezdőkészlet	Heavy Soft Fast	Patron 2 x 380 ml	REF 2985
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	
Kezdőkészlet	Mono Fast	Patron 2 x 380 ml	REF 2987
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	
Kezdőkészlet	Putty Fast	Tégely 2 x 450 ml	REF 2984
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	
Kezdőkészlet	Putty Soft Fast	Tégely 2 x 450 ml	REF 2904
	Light Fast	Patron 2 x 50 ml	



Kezdőkészlet
vásárlása esetén

15%*
kedvezmény!



VOCO Retraction Paste

A VOCO Retraction Paste az Ön hatékony és nélkülözhetetlen segítője ideiglenes szulkusz tágításra, a száraz ínybarázda biztosítására. Megalapozza a sikeres hagyományos vagy digitális lenyomatvételt. A VOCO Retraction Paste egyszerűen és higiénikusan bevihető az ínybarázdába közvetlenül a SingleDose Cap-ból, amely a VOCO mérnökeinek újítása, és akár 3 barázdához is elegendő.

Azonnali előnyök:

- **Vékony kanül hajlékony hegygel** – könnyű és hajszálpontos belvitel a szulkuszba
- **Viszkozitás változás** – a paszta konzisztenciája változik az applikálás és a szulkusz tágulása közben
- **Jó láthatóság** – kontrasztos az ínnel
- **Tiszta termék** – gyorsan és egyszerűen eltávolítható



**Retrakciós fonal
a kapszulából**

Könnyű applikálás
az ínybarázdába

25 Set

25 x 0,3 g Caps

REF 1012

100 Set

100 x 0,3 g Caps

REF 1013

100 darabos
készlet vásárlása
esetén

25%*
kedvezmény!



Ionolux®

Az Ionolux üvegionomer tömőanyag, amely bond vagy kondicionáló nélkül alkalmazható. Keverés után az Ionolux tömöríthető állagú, amely lehetővé teszi az azonnali üregbe helyezést és a gyors befejezést. 2 mm-es rétegben felhordva az Ionolux mindössze 20 másodperc alatt megköt. A fizikai tulajdonságok is meggyőzőek. Az Ionolux az amalgám indikációját nagy részben lefedi, így az amalgám lehetséges alternatívája.

Azonnali előnyök:

- Esztétikus, gyors applikálás kondicionálás és ragasztás nélkül
- Egyéni feldolgozási idő – fotopolimerizálás és azonnali befejezés
- Kiváló fizikai értékek – tartós és ép tömések

Vásárláskor akár

16%*
megtakarítás!



Applikációs kapszulák	20 db	150 db
A1	2117	-
A2	2118	2122
A3	2119	2123
A3.5	2120	-
B1	2121	-

IonoStar® Plus

Az IonoStar Plus üvegionomer tömőanyag, számos különleges tulajdonsággal. A kapszulából való enyhe kipréselés után az anyag nagyon jól áramlik, optimális éli adaptálhatósággal. Ezután azonnal megváltoztatja a viszkozitását, és legalább egy percig modellezhető tapadás nélkül. Így minden alkalmazási fázisban ideális viszkozitást kínál.

Vásárláskor akár

11%*
megtakarítás!




Applikációs kapszulák	20 db	150 db
A1	2548	-
A2	2543	2546
A3	2544	2547
A3.5	2545	-

*az egyedi kiszérésekhez képest

MEGRENDELÉS

Az itt bemutatott VOCO Highlights megrendeléséhez kérjük, forduljon fogászati kereskedőjéhez vagy VOCO fogászati tanácsadójához. Az ajánlatok csak a résztvevő kiskereskedelmi partnereknél érvényesek. A speciális árakat a depók mindig figyelembe veszik. A hibák és hiányosságok kivételt képeznek. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ezt az akciós
újságot átadta:



VC 84 002230 HU 0923