

A Filtek™ Bulk Fill folyékony kompozit könnyen adaptálható

Egy szimulált fogászati beavatkozásban, fogorvosokat kértünk fel a vezető "bulk fill" folyékony tömőanyagok összehasonlítására. Ebben a tesztben a Filtek™ Bulk Fill folyékony kompozitot kiválónak találták kezelhetősége, adaptálhatósága révén - gyakorlatilag semmi, vagy csak minimális műszeres igazítással.


A fogorvos magabiztosságát elősegítő anyagtani tulajdonságok

A Filtek™ Bulk Fill bármely színárnyalata lehetővé teszi a 4mm mélységű fotopolimerizációt (a nemzetközi ISO standardokban leírtak szerint), illetve az alacsony zsugorodási stresszhatást.

Jelenleg ez az egyetlen "bulk fill" folyékony tömőanyag, ami elég erős ahhoz, hogy viselhesse a Filtek™ nevet.


A Filtek™ Bulk Fill nagymértékben hozzájárul a végső restauráció sikeréhez, kivételes erősséget és kopásállóságot adva a fogorvos kezébe:

- Közel 50%-kal erősebb, mint a piacvezető "bulk fill" folyékony tömőanyag
- Majdnem kétszer nagyobb kopásállósággal bír, mint más népszerű "bulk fill" folyékony tömőanyagok




Source: 3M ESPE Internal Data.

Low Shrinkage Stress Cusp deflection after placing 4 mm




Source: 3M ESPE Internal Data.

Better wear resistance than leading bulk fill flowables (3-body, *in vitro*)



Source: 3M ESPE. *In vitro* data on file.

Higher compressive strength than leading competitors



Source: 3M ESPE Internal Data.