



Esztétikus fogpótlások bondozás nélkül!

Ionolux® - Fényre kötő üvegionomer restaurációs anyag VOCO applikációs kapszulában

Az Ionolux fényre kötő üvegionomer restaurációs anyag A1, A2, A3, A3.5 és B1 VITA® színekben, amely egyesíti magában az üvegionomer és a kompozit anyagok előnyeit. A fogorvos például egyénileg állíthatja be az Ionolux munkaidejét a polimerizációs lámpa használatával.

Az Ionolux gyorsan applikálható, és az anyag könnyedén modellezhető anélkül, hogy a műszerhez ragadna. A kavitás falához szintén kitűnően adaptálható. Az Ionolux használata nem csak azért egyszerű, mert nem szükséges a fog kemény szövetének kondicionálása, hanem azért is, mert nem kell védőlakkozni sem. A polimerizációs idő rövid és gyakorlat-orientált, 20 másodperc 2 mm-es rétegenként. Az Ionolux könnyen polírozható, biokompatibilis és fluoridot ad le.

A jól bevált Ionolux mostantól elérhető az új és különösen praktikus applikációs kapszulában, aminek a használatához már aktivátorra sincs szükség. Az anyag egyesíti az üvegionomerek és a kompozitok előnyeit, az Ionolux könnyen alkalmazható: applikáljuk, polimerizáljuk, polírozzuk és kész!

Gyártó: VOCO GmbH Anton-Flettner-Straße 1-3, 27472 Cuxhaven, Németország,
www.voco.com, info@voco.com

Sajtókapcsolat:

Dr. Olaf Krems VOCO GmbH - Public Relations
Tel .: +49 (0) 4721 719-187, E-mail: o.krems@voco.de

Natascha Ahlff VOCO GmbH - Public Relations
Tel .: +49 (0) 4721 719-176, E-mail: n.ahlff@voco.de

