

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal

Resin cement

Mondjon búcsút a bonyolult folyamatoknak



Hihetetlenül sokoldalú páros

3M™ RelyX™ Universal Resin cement önkondicionáló cementként, valamint a **3M™ Scotchbond™ Universal Plus** adhezívvel kombinálva is használható.

Együttes használattal elkerülheti a több fajta resin cement, adhezív és cement használatból adódó bonyodalmakat, így **leegyszerűsítheti a direkt és indirekt helyreállító kezeléseket**. Helyet, időt és pénzt takaríthat meg azzal, hogy kevesebb terméket kell készleten tartani és utántölteni.

Amilyen egyszerű, olyan erős

- **Két komponens gyakorlatilag minden direkt és indirekt ragasztási indikációhoz**
- **A 3M™ RelyX™ Universal Resin cement kiváló kötést biztosít**
- **A 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezív tovább növeli a kötési erőt**
- **Egyedi 3M™ automix fecskendő**
- **Utánozhatatlan esztétika**
- **Nem tartalmaz BPA-származékokat**



Innovatív fecskendő

A 3M™ saját tervezésű eszköze a következő szintre emeli az automix cementek alkalmazását. Az Ön igényeit szem előtt tartva fejlesztettük ki a könnyű adagolás, tisztítás és tárolás érdekében. A kisméretű, 3,4 g kiszerezésű fecskendő körülbelül 15 alkalmazáshoz elegendő anyagot biztosít.

A felesleg egyszerűen eltávolítható

Egyedülálló összetétele biztosítja, hogy az anyagfelesleg könnyen eltávolítható egy pillanatnyi megvilágítás után.



Egy 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent Full-Contour cirkónium híd cementálása. A kép forrása: Dr. Jan Gueth, Németország

Kisebb kiszerezés, nagyobb megtakarítás

95%

– a fogorvosok ekkora hányada szerint a 3M™ RelyX™ Universal resin cement univerzális jellege segít **csökkenteni a raktárkészletet és a költségeket**.

A személyzet könnyebben használhatja

97%

– a fogorvosok ekkora hányada szerint egy univerzális és nem többkomponensű resin cement használata **egyszerűbb az asszisztencia számára**.

“Kiváló használhatóság, minimális anyagvesztés, higiénikus adagolórendszer.”
M. W., Nagy-Britannia***

A mikro keverőcsőr

80%

-kal kevesebb cement felesleget termel*

Higiénikusabb** az önzáró fecskendőnek köszönhetően a használt keverőcsőr nélkül tárolható

A hosszabbító endo csőr segítségével könnyen elérhető a gyökércsatorna



“Könnyebb kezelhetőségnek köszönhetően kevesebb a hibalehetőség.”
J. L., Németország***

Ergonomikusabb forma

50%

-kal kevesebb műanyag-felhasználásával*

Erős társ a cementezéshez



A 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezív az első többfunkciós, a röntgensugarat át nem engedő univerzális ragasztó minden direkt és indirekt ragasztási indikációhoz. Teljesen összehangolt rendszer: a cement az adhezív segítségével megköt, így nem kell fotópolimerizálni.

A 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezív univerzális primerként használható minden anyaghoz, beleértve az üvegkerámiát és tovább erősíti a cement kiváló önkötő kötését pl. a cirkóniumhoz.



Maximális hatékonyság önkondicionáló módban

A 3M™ RelyX™ Universal Resin cement a dentinhez való kiváló kötési erőnek köszönhetően megbízhatóan alkalmazható a legtöbb esetben és nincs szükség további adhezívrá vagy primerre. Kiemelkedő kötőerő mind önkötő és fényrekötő módban.




Gyakorlatilag nincs posztoperatív érzékenység

99% – a fogorvosok ekkora hányada szerint a 3M™ RelyX™ Universal Resin cement használatakor **gyakorlatilag nincs posztoperatív érzékenység******

***Forrás: Az EU-ban és az USA-ban a 3M által végzett helyszíni felmérés.

Magas szintű esztétika négy színtartó, fluoreszcens árnyalatban



Fényáteresztő (TR)

A1

A3 Opak (A3O)

Fehér Opak (WO)

Rendelési információk

3M™ RelyX™ Universal Resin cement

Bevezető készlet tartalma

56968 4 db fecskendő (TR, A1, A3O, WO színben) 3.4 g, 60 db 3M™ RelyX™ Universal Micro keverőcsőr, 20 db Endo hosszabbító csőr, 1 db 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive 5 ml, 1 db 3M™ Scotchbond™ Universal sav 3 ml, 25 db kék savazó csőr, 50 db narancssárga mikroecset, Technikai és használati útmutató

Próbakészlet tartalma

1 db A1 színben fecskendő 3,4g, 15 db 3M™ RelyX™ Universal Micro keverőcsőr, 5 db Endo hosszabbító csőr, 1 db 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive 1,5 ml, 1 db 3M™ Scotchbond™ Universal sav 3 ml, 25 db kék savazó csőr, 50 db narancssárga mikroecset, Technikai és használati útmutató

56969 TR árnyalat **56970 A1 árnyalat**

Utántöltők

1 db fecskendő, 15 db 3M™ RelyX™ Universal Micro keverőcsőr, 5 db Endo hosszabbító csőr, Használati útmutató

56971 TR árnyalat **56973 A3O árnyalat**

56972 A1 árnyalat **56974 WO árnyalat**

Gazdaságos kiszerezésű csomag tartalma

3 db fecskendő, 45 db 3M™ RelyX™ Universal Micro keverőcsőr, 15 db Endo hosszabbító csőr, Használati útmutató

56977 TR árnyalat **56978 A1 árnyalat**

Keverőcsőrök

56975 30 db 3M™ RelyX™ Universal Micro keverőcsőr

56976 15 db 3M™ RelyX™ Universal Micro keverőcsőr, 15 db Elongation csőr

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhezív

Fiola

41293 Bevezető készlet tartalma: 1 db fiola g 5 ml, 50 db eldobható ecset, 3M™ Scotchbond™ Universal sav 3 ml fecskendő, 25 db savazó csőr, Technikai és használati útmutató

Utántöltő tartalma: 1 db fiola 5 ml, Használati útmutató

41294 1 db 5 ml-es fiola **41295 3 db 5 ml-es fiola**

Egydózisú kiszerezés

50 db L-pop, 1 db 3M™ Scotchbond™ Universal sav fecskendő 3 ml, 25 db savazó csőr, Technikai és használati útmutató

41297 Bevezető készlet: 50 db L-Pop™ **41299 200 db L-Pop™**

41298 100 db L-Pop™ **41304 400 db L-Pop™**

3M™ Scotchbond™ Universal Plus savazógél

41263 2 db 3M™ Scotchbond™ Universal savazógél (mindegyik 3 ml), 50 db adagolóhegy



3M™ RelyX™ Resin cement bevezetőkészlet (56968)



3M™ RelyX™ Universal Resin cement próbakészlet, TR árnyalat (56969)



3M™ RelyX™ Universal Resin cement utántöltő, TR árnyalat (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhezív utántöltő (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhezív egydózisú kiszerezés

A higiénikus kezelés érdekében. Csökkenti a keresztszennyeződés kockázatát.

100 db 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhezív L-Pop™ egységadag (41298)



Fogászati üzletág

3M Hungária Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.
Telefon: (+36-1) 270-7777
E-mail: fogaszat@mmm.com
Web: 3M.hu/dental

3M.com

A 3M, a Lava, a RelyX és a Scotchbond a 3M Company vagy a 3M Deutschland GmbH védjegyei. Használatuk engedéllyel történik Kanadában. Minden egyéb védjegy más vállalatok tulajdonában van.
© 3M 2021. Minden jog fenntartva. OMG205626.

