


HELBO Terápia

A sikeres kezeléshez szükséges komponensek



A kezelés sikeressége tudományosan bizonyított

A sikeres kezeléshez szükséges komponensek:



HELBO TheraLite Lézer

Vörös

REF HE103206

Kék

REF HE103207

Ezüst

REF HE103208

HELBO TheraLite Lézer magában foglalja a teljes akkumulátor készletet is

- Ultra lágy dióda lézer integrált hálózati vezérlővel az optimális fény kibocsátás végett.
- Mobilis, tehát az elektromos hálózattól függetlenül használható (cserélhető elemekkel), tökéletes az ergonómiaja, 80 grammjával kis méretű és könnyű, így használata igazán egyszerű.
- Kezelés orientált steril száloptika: **HELBO 3D Tasak Szonda** a parodontális és periimplantáris tasakok biztonságos megvilágításához, **HELBO 3D Endo Szonda** a gyökércsa torna kezeléséhez és **HELBO Spot Szonda** a két dimenziós felszínhez.



HELBO Cover Sleeve

REF HE106001

HELBO Cover Sleeve

Steril, egyszer használatos védő tokok a **HELBO TheraLite** Lézerek tárolására.



HELBOT-Controller

Egy töltővel és két AA elemmel

REF HE100402

Der HELBOT-Controller akkumulátorral

- Minőségbiztosítás a kezelés kimenetele és az idő terén.
- Esztétika és funkcionalitás az optikai- és hangjelzés segítségével.
- Kezelési paraméterek egyszerű ellenőrzése.

cserélhető elem a
HELBOT-Controller
számára

REF HE104002





**HELBO3D
Tasak Szonda**
5 darabos száloptikás
fényvezető készlet
(5 db/ csomag)

REF HE102006

15 darabos száloptikás
fényvezető készlet
(5 db 3 csomagban)

REF HE102007

30 darabos száloptikás
fényvezető készlet
(5 db 6 csomagban)

REF HE102008

HELBO3D Tasak Szonda

Steril egyszer használatos száloptikás fényvezető a parodontális és periimplantáris tasakok és az alveolus biztonságos kezeléséhez.



**HELBO3D
Endo Szonda**
5 darabos száloptikás
fényvezető készlet
(5 db/csomag)

REF HE102025

15 darabos száloptikás
fényvezető készlet
(5 db 3 csomagban)

REF HE102026

30 darabos száloptikás
fényvezető készlet
(5 db 6 csomagban)

REF HE102027

HELBO3D Endo Szonda

Steril egyszer használatos száloptikás fényvezető a gyökércsatorna kezeléséhez.



**HELBO2D
Spot Szonda**
5 darabos száloptikás
fényvezető készlet
(5 db/csomag)

REF HE102105

15 darabos száloptikás
fényvezető készlet
(5 db 3 csomagban)

REF HE102106

30 darabos száloptikás
fényvezető készlet
(5 db 6 csomagban)

REF HE102107

HELBO2D Spot Szonda

Steril egyszer használatos száloptikás fényvezető a két dimenziós területek kezeléséhez.



Bővebb információk a Photosensitizer-ről,
elérhetőek a termékkereskedőinknél.

Bízzon a piacvezető termékben:

- Diffúzió révén a biofilm láthatóvá válik.
- A steril termékek lehetővé teszik a különböző sebészeti és vérzéssel járó beavatkozások során való használatot.
- Több mint 100 szakirodalmi cikk, köztük számos nemzetközi folyóiratban publikált, randomizált klinikai vizsgálatot bemutató kutatás bizonyítja az eljárás hatékonyságát.



www.helbo.de

“Sosem szabad lebecsülni egy ellenfelet csak azért, mert apró és nem rendelkezik éles fogazattal. A vírusok és baktériumok több ember életét követelik, mint az oroszlánok vagy a krokodilok.”

(Peter Hohl, szerző, újságíró és kiadó, született 1941-ben)

FRONT  DENT

Front-Dent Kft. · 1135 Budapest Országbíró utca 65.
T: +36 12180244 · @: info@frontdent.hu
www.frontdent.hu · www.frontdent.hu/helbo

Jakubčák Róbert- terméktanácsadó · Front-Dent Kft.
T: +36 704077895 · @: jakubcak.robert@frontdent.hu